

Cellule spectro-électrochimique UV-Vis/NIR pour électrodes conventionnelles

DRP-REFLECELL-C

Cellule pour mesures spectro-électrochimiques UV-Vis/NIR avec électrodes conventionnelles.

Accessoires optionnels

Order no.	Description
DRP-SPELEC1050	Appareil SPELEC VIS-NIR (350-1 050 nm) SPELEC 1050 est un appareil permettant d'effectuer des mesures spectroscopiques et électrochimiques. Il combine dans un seul boîtier une source lumineuse, un bipotentiostat/galvanostat et un spectromètre (gamme de longueur d'onde VIS-NIR : 350-1050 nm) fourni avec un logiciel dédié à la spectroscopie et à l'électrochimie permettant une synchronisation des expériences optiques et électrochimiques.
DRP-SPELEC	Appareil SPELEC UV-VIS (200-900 nm) SPELEC est un appareil permettant d'effectuer des mesures spectroscopiques et électrochimiques. Il combine dans un seul boîtier une source lumineuse, un bipotentiostat/galvanostat et un spectromètre (gamme de longueur d'onde UV-VIS : 200-900 nm) fourni avec un logiciel dédié à la spectroscopie et à l'électrochimie permettant une synchronisation des expériences optiques et électrochimiques.
DRP-SPELEC-NIR	Appareil SPELEC NIR (900-2 200 nm) SPELEC NIR est un appareil permettant d'effectuer des mesures spectroscopiques et électrochimiques. Il combine dans un seul boîtier une source lumineuse, un bipotentiostat/galvanostat et un spectromètre (gamme de longueur d'onde NIR : 900-2 200 nm) avec un logiciel dédié à la spectroscopie et à l'électrochimie permettant une synchronisation des expériences optiques et électrochimiques.

