

Cellule de transmission pour électrodes transparentes à film épais

DRP-TRANSCCELL

Cellule en polytétrafluoroéthylène pour réaliser des expériences de transmission avec des électrodes transparentes à film épais associées à un collimateur (réf. CLENS).

Accessoires optionnels

Order no.	Description	
DRP-AUTR10-U20	Électrode en or optiquement transparent	
	Électrode en or optiquement transparent. Conçue spécialement pour les applications en spectroélectrochimie.	
DRP-CAC-P	Connecteur de câble pour électrodes à film épais / substrat en plastique	
	Pour connecter des électrodes à film épais DropSens sur substrats en plastique à toute sorte de potentiostat	
DRP-ITO10-U20	Électrode à film épais en ITO optiquement transparent	
	Électrode à film épais en ITO optiquement transparent. Conçue spécialement pour les applications en spectroélectrochimie.	

Électrode à film épais en PEDOT optiquement transparent. Conçue spécialement pour les applications en électrochimieluminiscence ou spectroélectrochimie.

