




Module électrochimique avec microbalance à quartz

EQCM.S

Le module EQCM fournit les moyens d'effectuer des expériences électrochimiques avec une microbalance à quartz. Le module EQCM mesure une variation de masse par unité de surface en enregistrant la variation de la fréquence de résonance d'un oscillateur à quartz.

Des mesures dans la plage inférieure $\mu\text{g}/\text{cm}^2$ sont possibles. L'EQCM peut être équipé de cristaux de taille AT 6 MHz.

Le module EQCM est fourni avec une cellule électrochimique adéquate, une électrode de référence et une contre-électrode, ainsi que deux cristaux de 6 MHz dorés.

Contenu de la livraison EQCM.S

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

2 STK

EQCM.AU

Électrode de travail en cristal EQCM 6 MHz Au/TiO₂

Électrode de travail en cristal EQCM 6 MHz Au/TiO₂



1 STK

EQCM.CE

Contre-électrode EQCM

Contre-électrode à bobine en or pour cellule Autolab EQCM.



1 STK

EQCM.REF.EL.S

Électrode de référence Ag/AgCl 3M KCl

Électrode de référence Ag/AgCl 3M KCl



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
EQCM.AU	Électrode de travail en cristal EQCM 6 MHz Au/TiO2	
	Électrode de travail en cristal EQCM 6 MHz Au/TiO2	
EQCM.PT	Électrode de travail en cristal EQCM 6 MHz revêtu de Pt	
	Électrode de travail en cristal EQCM 6 MHz revêtu de Pt	