



797 VA Computrace pour l'analyse de traces

MVA-01

Système d'analyses de traces voltampérométriques et pour la formation. Pour le contrôle manuel. Le système est idéal pour l'analyse quantitative dans les laboratoires de routine et de recherche. Comportant un 797 VA Computrace. Sans PC.

Accessoires optionnels

Order no.	Description
-----------	-------------

2.800.0010	800 Dosino
------------	------------

Le Dosino 800 est un moteur de burette avec système de lecture/écriture pour les Unités de distribution intelligentes. Avec câble attenant (150 cm).



2.843.0040

843 VA Membrane Pump Station pour les systèmes Compact VA

La 843 Membrane Pump Station dispose de deux pompes à membrane intégrées qui peuvent être commandées directement par le 797 VA Computrace au moyen du signal remote. Elle sert au rinçage automatique et au vidage du b cher de mesure dans des syst mes VA et CVS semi-automatis s ou enti rement automatis s   l'aide du 797 VA Computrace.

La variante pour la voltamp rom trie dispose de tous les accessoires n cessaires au rin age automatique et au vidage du b cher de mesure.



2.843.0140

843 VA Peristaltic Pump Station pour les syst mes Compact VA

La 843 Peristaltic Pump Station dispose de deux pompes p ristaltiques int gr es qui peuvent  tre command es directement par le 797 VA Computrace au moyen du signal remote. Elle sert au rin age automatique et au vidage du b cher de mesure dans des syst mes VA et CVS semi-automatis s ou enti rement automatis s   l'aide du 797 VA Computrace.

La variante pour la voltamp rom trie dispose de tous les accessoires n cessaires au rin age automatique et au vidage du b cher de mesure.



2.846.0010

846 Dosing Interface


Unit  de commande compatible USB pour le raccordement de quatre 800 Dosino ou 805 Dosimat maximum pour les t ches de distribution et de manipulation des liquides (LQH). Pour la manier, il est n cessaire d'utiliser un Touch Control ou de la connecter   un ordinateur avec logiciel OMNIS, tiamo™, MagIC Net, viva ou 797 VA Computrace install .



6.2055.100

Support de flacon double

Support pour 2 flacons   1 L. Pour l' quipement d'aspiration 6.5617.000



807 Dosing Unit avec puce électronique de données intégrée avec cylindre en verre de 2 mL et protection contre la lumière, pouvant être installée sur une bouteille à réactifs avec filetage en verre ISO/DIN GL 45, connexion tubulaire FEP, pointe anti-diffusion. Connexion tubulaire FEP, pointe anti-diffusion.

