



797 VA Computrace avec addition automatique de solution pour la CVS

MVA-12

MVA-12 est un système d'analyse semi-automatisé pour la détermination d'additifs organiques dans des échantillons isolés de bains galvaniques avec la voltampérométrie cyclique inverse (Cyclic Voltammetric Stripping = CVS). Sans passeur d'échantillons, il permet la réalisation confortable des déterminations avec un minimum d'interventions par le personnel opérateur. Comportant un 797 VA Computrace pour la CVS et trois 800 Dosino permettant l'addition automatique de solutions auxiliaires et d'échantillons.

Le système est fourni avec un jeu d'accessoires complet permettant d'installer un poste de mesure complet et comprend aussi le logiciel VA Computrace et les électrodes suivantes : l'électrode à disque tournante (RDE), l'électrode de référence Ag/AgCl et l'électrode auxiliaire en platine.

Contenu de la livraison MVA-12

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

3 STK

2.800.0010

800 Dosino

Le Dosino 800 est un moteur de burette avec système de lecture/écriture pour les Unités de distribution intelligentes. Avec câble attaché (150 cm).



2 STK

6.1608.050

Four flacon sécheur / 100 mL / GL 45



1 STK

6.1608.070

Flacon pour éluants / 2 L / GL 45



2 STK

6.1618.060

Adaptateur de filetage GL 45 auf GL 45

Adaptateur de filetage (GL 45 à GL 45); entre autres pour les flacons à réactifs avec bride surélevée



1 STK

6.1805.020

Tuyau en FEP / M6 / 52 cm

Avec protection contre la lumière et le flambage



1 STK

6.1805.120

Tuyau en FEP / M6 / 100 cm

Avec protection contre la lumière et le flambage



3 STK

6.1805.530

Tuyau en FEP / M6 / 2 m

Avec protection contre la lumière et le flambage



1 STK

6.1819.010

Tuyau en PTFE

Dans le couvercle du vase de mesure des Postes VA



1 STK

6.2055.100

Support de flacon double

Support pour 2 flacons à 1 L. Pour l'équipement d'aspiration 6.5617.000



2 STK

6.3032.120

807 Dosing Unit 2 mL

807 Dosing Unit avec puce électronique de données intégrée avec cylindre en verre de 2 mL et protection contre la lumière, pouvant être installée sur une bouteille à réactifs avec filetage en verre ISO/DIN GL 45, connexion tubulaire FEP, pointe anti-diffusion. Connexion tubulaire FEP, pointe anti-diffusion.



1 STK

6.3032.250

807 Dosing Unit 50 mL

807 Dosing Unit avec puce électronique de données intégrée avec cylindre en verre de 50 mL et protection contre la lumière, pouvant être installée sur une bouteille à réactifs avec filetage en verre ISO/DIN GL 45, connexion tubulaire FEP, pointe anti-diffusion. Connexion tubulaire FEP, pointe anti-diffusion.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
2.843.0040	843 VA Membrane Pump Station pour les systèmes Compact VA	
	La 843 Membrane Pump Station dispose de deux pompes à membrane intégrées qui peuvent être commandées directement par le 797 VA Computrace au moyen du signal remote. Elle sert au rinçage automatique et au vidage du b�cher de mesure dans des syst�mes VA et CVS semi-automatis�s ou enti�rement automatis�s � l'aide du 797 VA Computrace. La variante pour la voltamp�rom�trie dispose de tous les accessoires n�cessaires au rin�age automatique et au vidage du b�cher de mesure.	
2.846.0010	846 Dosing Interface	
	Unit� de commande compatible USB pour le raccordement de quatre 800 Dosino ou 805 Dosimat maximum pour les t�ches de distribution et de manipulation des liquides (LQH). Pour la manier, il est n�cessaire d'utiliser un Touch Control ou de la connecter � un ordinateur avec logiciel OMNIS, tiamo™, MagIC Net, viva ou 797 VA Computrace install�.	
6.1204.170	Pointe d'�lectrode en platine de 3 mm pour CVS	
	Pointe d'�lectrode m�tallique en platine (Pt), diam�tre du disque d'�lectrode 3 mm, surface polie, raccord filet� M3. Gamme de temp�rature : 0 � 40 �C.	
6.1204.190	Pointe d'�lectrode en platine de 1 mm pour CVS	
	Pointe d'�lectrode m�tallique en platine (Pt), diam�tre du disque d'�lectrode 1 mm $\pm 0,02$ mm, surface polie, tige en verre, raccord filet� M3. Erreur de concentricit� : 0,2 mm. Gamme de temp�rature : 0 � 50 �C.	