



VoltIC pro I – le système composé de CI et de la voltampérométrie permet de déterminer simultanément les anions, cations et métaux lourds

VoltIC pro I

VoltIC pro I est la combinaison idéale de la chromatographie ionique et de la voltampérométrie pour déterminer simultanément les anions, cations et métaux lourds. MagIC Net™ assure la commande des appareils CI et le démarrage de la détermination voltampérométrique ainsi que la récapitulation de l'ensemble des résultats de CI et de la voltampérométrie.

Contenu de la livraison VoltIC pro I

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

Détecteur de conductivité haute performance compact et intelligent destiné aux appareils CI intelligents. Excellente constance de la température, tout le traitement du signal au sein du bloc de détecteur protégé et DSP – Digital Signal Processing – de la dernière génération garantissent une précision de mesure optimale. Grâce à la plage de travail dynamique, aucun changement de plage n'est nécessaire (même automatique).



Le Dosino 800 est un moteur de burette avec système de lecture/écriture pour les Unités de distribution intelligentes. Avec câble attenant (150 cm).



La 843 Peristaltic Pump Station dispose de deux pompes péristaltiques intégrées qui peuvent être commandées directement par le 797 VA Computrace au moyen du signal remote. Elle sert au rinçage automatique et au vidage du b cher de mesure dans des syst mes VA et CVS semi-automatis s ou enti rement automatis s   l'aide du 797 VA Computrace.

La variante pour la voltamp rom trie dispose de tous les accessoires n cessaires au rin age automatique et au vidage du b cher de mesure.



Le 858 Professional Sample Processor – Pump traite des  chantillons de 500  L   500 mL. Le transfert des  chantillons s'op re soit au moyen de la pompe p ristaltique bidirectionnelle   deux voies int gr e soit par un 800 Dosino.



1 STK

6.1602.150

Adaptateur de siphon pour bouteille / GL 45 - 3 x
UNF 10/32

Pour la connexion de capillaires 1/16", pour les solutions auxiliaires MSM
et pour la préparation des échantillons inline de Metrohm.



1 STK

6.1608.030

Flacon rond 1000 mL, GL 45



2 STK

6.1608.050

Four flacon sécheur / 100 mL / GL 45



1 STK

6.1608.070

Flacon pour éluants / 2 L / GL 45



2 STK

6.1618.060

Adaptateur de filetage GL 45 auf GL 45

Adaptateur de filetage (GL 45 à GL 45); entre autres pour les flacons à réactifs avec bride surélevée



1 STK

6.1803.030

Capillaire PTFE 0.5 mm d.i. / 3 m

Capillaire pour dialyse inline, pour Dialysis Unit, IC Dialysis Sample Processor, IC Liquid Handling Dialysis Unit



1 STK

6.1803.150

PTFE Capillary i.d. 0.25 mm / 1 m



1 STK

6.1805.530

Tuyau en FEP / M6 / 2 m

Avec protection contre la lumière et le flambage



1 STK

6.1808.280

Adaptateur 807 Dosing Unit port 4, M6 intérieur

Adaptateur pour l'utilisation du port 4 de la 807 Dosing Unit pour la connexion avec un tuyau FEP/M6.



2 STK

6.1819.010

Tuyau en PTFE

Dans le couvercle du vase de mesure des Postes VA




1 STK

6.1822.410

Connexions capillaires en PEEK

Capillaire de connexion pour le transfert d'échantillons avec Passeurs d'échantillons 1 x M6, diamètre interne 0.5 mm, pour l'analyse de traces




1 STK

6.1826.020

Tuyau de pompe PVC (bleu/bleu)

Pour appareils CI online et automatisation en voltampérométrie



1 STK

6.1831.070

Capillaire en PEEK 0.75 mm d.i. / 70 cm

For Advanced VA Sample Processor



1 STK

6.2041.450

Rack d'échantillons, 56 x 11 mL et 56 x 50 mL (PVC)

Rack d'échantillons pour 858 Professional Sample Processor, 815 Robotic USB Sample Processor XL pour 112 récipients d'échantillon. Vous pouvez utiliser les récipients d'échantillon suivants : 6.2743.050, 6.2747.010, 6.2743.040, flacons Sarstedt 50 mL.

Plastique : polychlorure de vinyle (PVC)



1 STK

6.2055.100

Support de flacon double

Support pour 2 flacons à 1 L. Pour l'équipement d'aspiration 6.5617.000



1 STK

6.2057.040

Support pour Dosino pour Sample Processor

Support pour Dosino pour 838 / 858 IC Sample Processor et pour 838 Advanced VA Sample Processor



1 STK

6.2134.100

Câble de connexion RS-232, 5 m, DB9 – DB9

Pour la connexion Metrohm interface RS-232 - Titrinos, 756 KF Coulometer, 762 ou 771 IC Interfaces, 790 790 Personal IC, 743 Rancimat, 763 PVC Thermomat, 873 Biodiesel Rancimat.



1 STK

6.2148.010

Remote Box MSB

Interface Remote supplémentaire pour la connexion d'appareils pouvant être commandés via lignes Remote. Avec câble fixe.




2 STK

6.2148.050

Convertisseur USB/RS-232 pour 900 Touch Control

Extension du 900 Touch Control d'une interface RS-232 pour la connexion par ex. de balances.



1 STK

6.2743.057

Récipient d'échantillon 11 mL

200 pièces. Pour les IC Sample Processor et le passeur d'échantillons VA.

Les récipients d'échantillon CI sont fabriqués en plastique polypropylène (PP) pour les applications médicales. La production et l'emballage s'effectuent dans des conditions stériles et de salle blanche (classe de salle blanche 7, selon DIN ISO 14644). Cela garantit des niveaux de contamination minimaux. Les récipients d'échantillon sont contrôlés aléatoirement pour les anions et les cations lixiviables.



1 STK

6.2743.077

Bouchon perforé

200 pièces. Pour Processeurs d'échantillons CI



1 STK

6.2744.034

Accouplement olive/UNF 10/32 2 x

Connexion vis de pression et tuyau de pompe. 2 pièces. Pour appareils CI avec pompe péristaltique.



1 STK

6.2744.070

Vis de pression courte

Version courte. Avec raccord UNF 10/32. 5 pièces. Pour la connexion de capillaires en PEEK



3 STK

6.2744.080

Adaptateur filetage M6 / UNF 10/32

Avec filetage extérieur M6. Pour appareils CI.



1 STK

6.2747.010

Récipient d'échantillon 50 mL

Avec fermeture à vis bleue et graduations en mL. Jeu de 25 pièces.



2 STK

6.3032.120

807 Dosing Unit 2 mL

807 Dosing Unit avec puce électronique de données intégrée avec cylindre en verre de 2 mL et protection contre la lumière, pouvant être installée sur une bouteille à réactifs avec filetage en verre ISO/DIN GL 45, connexion tubulaire FEP, pointe anti-diffusion. Connexion tubulaire FEP, pointe anti-diffusion.



2 STK

6.3032.210

807 Dosing Unit 10 mL

807 Dosing Unit avec puce électronique de données intégrée avec cylindre en verre de 10 mL et protection contre la lumière, pouvant être installée sur une bouteille à réactifs avec filetage en verre ISO/DIN GL 45, connexion tubulaire FEP, pointe anti-diffusion. Connexion tubulaire FEP, pointe anti-diffusion.




1 STK

6.5620.000

Ensemble de raccordement pour 807 Dosing Unit :
port 4

Pour raccorder un tuyau M6 au port 4 d'une 807 Dosing Unit (transition du Luer au M6), y compris fixation du support



1 STK

6.2141.290

Câble de connexion 843 Pump Station - 838
Advanced Sample Processor

Câble pour la connexion «remote» entre la 843 Pump Station et le 838
Advanced Sample Processor.

