




Combustion Oven (TEI)

2.0136.0600

Il Combustion Oven (TEI) è l'unità centrale per la combustione piroidrolitica dei campioni in preparazione per la successiva analisi con la cromatografia ionica.

Parti incluse 2.0136.0600

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	1.0136.0600	Combustion Oven (TEI)



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.07311.010	Boat Introduction Module, quarzo	
	Boat Introduction Module per Combustion IC da usare con il tubo di combustione in quarzo. Questo modulo è utilizzato per trasferire i campioni nel forno per la combustione utilizzando i crogioli per campioni. Include anche delle pinzette e una capsula di Petri per maneggiare i crogioli per campioni.	
6.07311.020	Boat Introduction Module, ceramica	
	Boat Introduction Module per Combustion IC da usare con il tubo di combustione in ceramica. Questo modulo è utilizzato per trasferire i campioni nel forno per la combustione utilizzando i crogioli per campioni. Include anche delle pinzette e una capsula di Petri per maneggiare i crogioli per campioni.	
6.07311.030	Liquid Introduction Module, manuale (TEI)	
	Il Liquid Introduction Module permette la combustione di campioni liquidi tramite l'iniezione diretta del campione attraverso una siringa automatizzata. Il modulo può essere utilizzato per campioni con un punto di ebollizione 420 °C. Inoltre, questo modulo può introdurre nel forno campioni gassosi o LPG dal GLS Sampler CIC.	
6.07311.040	Liquid Introduction Module, automatizzato (TEI)	
	Il Liquid Introduction Module permette la combustione di campioni liquidi tramite l'iniezione diretta del campione attraverso il Liquid Autosampler CIC. Il modulo può essere utilizzato per campioni con un punto di ebollizione < 420 °C. Inoltre, questo modulo può introdurre nel forno campioni gassosi o LPG dal GLS Sampler CIC.	

6.07311.100 Tubo di combustione in quarzo (TEI)

Tubo di combustione in quarzo per Combustion Oven (TEI).



6.07311.110 Tubo di combustione in ceramica (TEI)

Tubo di combustione in ceramica per Combustion Oven (TEI).



6.07311.200 Crogiolo per campioni, quarzo, pk=3

Crogiolo per campioni in quarzo per il trasferimento di campioni nel Metrohm Combustion IC (TEI), 3 pezzi.



6.07311.210 Crogiolo per campioni, quarzo, pk=30

Crogiolo per campioni in quarzo per il trasferimento di campioni nel Metrohm Combustion IC (TEI), 30 pezzi.



6.07311.220 Crogiolo per campioni, ceramica, pk=3

Crogiolo per campioni in ceramica per il trasferimento di campioni nel Metrohm Combustion IC (TEI), 3 pezzi.



6.07311.230 Crogiolo per campioni, ceramica, pk=30

Crogiolo per campioni in ceramica per il trasferimento di campioni nel Metrohm Combustion IC (TEI), 30 pezzi.



6.07311.240 Involucro di alimentazione per crogiolo per campioni, quarzo

Involucro di alimentazione per crogiolo per campioni del Boat Introduction Module 6.07311.010, quarzo.



6.07311.250 Involucro di alimentazione per crogiolo per campioni, ceramica

Involucro di alimentazione per crogiolo per campioni del Boat Introduction Module 6.07311.020, ceramica.



6.07311.260 Tubo di guida per Boat Introduction Module

Tubo di guida per utilizzo con Boat Introduction Module quarzo (6.07311.010) o ceramica (6.07311.020).



6.07311.270 Set di O-ring (TEI), silicone

Set di O-ring (TEI) per tubo di combustione e tubo di guida per Boat Introduction Module.



6.07311.280 Set di O-ring per tubo di combustione (TEI), silicone

Set di O-ring (TEI) per tubo di combustione.



6.07311.290 Setto per Introduction Module (TEI)

Setto per porta di iniezione degli Introduction Module (TEI) 6.07311.010, 6.07311.020, 6.07311.030 e 6.07311.040.



6.07311.300 Coperchio setto per Liquid Introduction Module

Coperchio per fissare il setto 6.07311.290 nel Liquid Introduction Module.




6.07311.310 Tubo di collegamento ossigeno e acqua ultrapura (TEI)

Tubo per la fornitura di ossigeno e acqua ultrapura all'ingresso del tubo di combustione (TEI).



6.07311.350 Filtro di ricambio per Combustion Oven (TEI)

Filtro di ricambio per il ventilatore nel Combustion Oven (TEI).



6.07313.100 Siringa da 100 µL per iniezione manuale (TEI)

Siringa dosatrice per l'iniezione manuale di campioni liquidi utilizzando uno dei tre Introduction Module (6.07311.010, 6.07311.020 o 6.07311.030).



6.07313.110

Ago di ricambio per CIC (TEI)

Ago di ricambio (TEI) per siringa di dosaggio del Liquid Autosampler CIC (2.0136.0610) o per l'iniezione manuale di campioni liquidi.

