




GLS Sampler CIC (TEI)

2.0136.0630

Il GLS Sampler CIC (TEI) è utilizzato per analizzare il gas liquido o i gas a pressione elevata per mezzo del Combustion IC. Può essere usato in combinazione con il Liquid Introduction Module, sia manuale sia automatizzato, per Combustion Oven (TEI).

Parti incluse 2.0136.0630

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	1.0136.0630	GLS Sampler CIC (TEI)



1 PCS

6.07314.010

Ago per GLS Sampler CIC (TEI), pk=3

Ago di ricambio per l'iniezione del campione con il GLS Sampler CIC (TEI).



1 PCS

6.07314.020

Attacco dell'ago per GLS Sampler CIC (TEI)

Attacco per collegare l'ago di iniezione al percorso del campione del GLS Sampler CIC (TEI).



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.07314.010	Ago per GLS Sampler CIC (TEI), pk=3

Ago di ricambio per l'iniezione del campione con il GLS Sampler CIC (TEI).



6.07314.020	Attacco dell'ago per GLS Sampler CIC (TEI)
	Attacco per collegare l'ago di iniezione al percorso del campione del GLS Sampler CIC (TEI).



6.07314.030	Attacco rapido, Swagelok, per GLS Sampler CIC (TEI)
	Attacco rapido per cartuccia campioni del GLS Sampler CIC (TEI).



6.07314.040	Coperchio per GLS Sampler CIC (TEI)
	Coperchio in vetro acrilico per GLS Sampler CIC (TEI), che può essere collegato a una cappa aspirante.

