



Modulo Pick&Place

2.1014.0010

Modulo per l'installazione nel supporto moduli dell'OMNIS Sample Robots Pick&Place. Questa stazione di lavoro preleva il beaker per campioni per l'analisi. Tra le analisi, i sensori utilizzati vengono puliti o parcheggiati nel beaker di stoccaggio del modulo Pick&Place. Se durante l'analisi è necessaria l'agitazione, per questa stazione di lavoro deve essere utilizzato un agitatore a elica separato.

Parti incluse 2.1014.0010

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	1.1014.0010	Modulo Pick&Place

Modulo per l'installazione nel supporto moduli dell'OMNIS Sample Robots Pick&Place. Questa stazione di lavoro preleva il beaker per campioni per l'analisi. Tra le analisi, i sensori utilizzati vengono puliti o parcheggiati nel beaker di stoccaggio del modulo Pick&Place. Se durante l'analisi è necessaria l'agitazione, per questa stazione di lavoro deve essere utilizzato un agitatore a elica separato.



1 PCS

6.01803.000

Tubo in silicone 8/12 2,5 m

Tubo in silicone per il collegamento allo scarico del modulo Pick&Place o del modulo pompa per portare l'eventuale soluzione in eccesso nella bottiglia di scarto.



1 PCS

6.02704.000

Clip del tubo per stazione di lavoro (10 pz.)

Per il fissaggio di tubi in PVC o PTFE che portano alla stazione di lavoro.




1 PCS

6.02705.000

Guida del tubo e del cavo

Per l'organizzazione di tubi e cavi tra modulo Pick&Place e titolatore



1 PCS

6.02700.000

Protezione dagli schizzi per moduli Pick&Place


Protezione dagli schizzi per moduli Pick&Place



Adattatore per tubo di scarico su moduli Pick&Place e moduli pompa nel OMNIS Sample Robot Pick&Place.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.01403.000	Testa di titolazione 6xNS14/ 3xNS9 (P&P) Testa di titolazione con 6 aperture NS14 e 3 NS 9 per l'utilizzo in moduli Pick&Place dell'OMNIS Sample Robot Pick&Place	
6.01403.010	Testa di titolazione 4xM10 (P&P) Testa di titolazione con 4 aperture M10 per l'utilizzo in moduli Pick&Place dell'OMNIS Sample Robot Pick&Place	
6.01403.020	Testa di titolazione 4xM10 per KFT (P&P) Testa di titolazione con 4 aperture M10 per la titolazione Karl Fischer in moduli Pick&Place dell'OMNIS Sample Robot Pick&Place con 4 raccordi a vite M10 e tappo.	
6.01403.040	Testa di titolazione 2xNS14 (P&P) Testa di titolazione con 2 aperture NS14 per l'utilizzo nei moduli Pick&Place dell'OMNIS Sample Robot Pick&Place con 3 punte di dosaggio ritratte. Preparata per l'equipaggiamento con ugelli di lavaggio. Un tubo di aspirazione è già inserito nella testa di titolazione.	

6.01404.030 Adattatore per beaker per campioni OMNIS da 120 mL

Adattatore per beaker per il centraggio del beaker per campioni da 120 mL sulla slitta del modulo Pick&Place



6.01404.040 Adattatore per beaker per campioni OMNIS da 75 mL

Adattatore per beaker per il centraggio del beaker per campioni da 75 mL sulla slitta del modulo Pick&Place



2.1006.0010 OMNIS Rod Stirrer Sample Robot

Agitatore con cavo montato fisso (2,5 m) per il collegamento diretto all'OMNIS Sample Robot.



6.01403.030 Testa di titolazione 3xNS14/ 4x6,4mm (P&P)

Testa di titolazione con 3 aperture NS14 e 4x 6,4 mm per l'utilizzo di beaker da 120 mL in moduli Pick&Place dell'OMNIS Sample Robot Pick&Place con 2 punte di dosaggio retratte. Preparata per l'equipaggiamento con tubi di lavaggio e scarico.



6.01403.060 Testa di titolazione 3xNS14/4x6,4 mm per beaker monouso da 200 mL (P&P)

Testa di titolazione con 3 aperture NS14 e 4x 6,4 per l'impiego dei beaker monouso in PP da 200 mL (6.1459.310) o dei beaker in vetro da 150 mL (alti, senza beccuccio) nei moduli Pick&Place dell'OMNIS Sample Robot Pick&Place con due punte di dosaggio retratte. Preparata per l'equipaggiamento con tubi di lavaggio e scarico.



6.01404.020 Adattatore per beaker per campioni da 200 mL

Adattatore per beaker per il centraggio del beaker per campioni da 200 mL sulla slitta del modulo Pick&Place.



6.01403.050 Testa di titolazione per KFT con punte rinforzate (P&P)

Testa di titolazione per la titolazione Karl Fischer in moduli Pick&Place dell'OMNIS Sample Robot Pick&Place. Oltre a 2 punte antidiffusione rinforzate, la testa di titolazione presenta un'apertura per l'utilizzo di un omogeneizzatore (Polytron 1300D) o un agitatore ad asta.



6.01404.050 Adattatore per beaker per campioni da 150 mL

Adattatore per beaker per il centraggio del beaker per campioni da 150 mL sulla slitta del modulo Pick&Place.

