



OMNIS Coulometer con agitatore

2.1018.0020

OMNIS Coulometer con agitatore magnetico per l'esercizio autonomo o come cuore di un sistema di titolazione OMNIS. Il coulometro può essere ampliato con l'aggiunta di altri moduli di titolazione, dosaggio o coulometria.

La coulometria è il metodo ideale per la determinazione del contenuto d'acqua in tracce (da 10 µg a 10 mg di contenuto d'acqua assoluto) in liquidi, solidi e gas. Inoltre, la titolazione Karl Fischer coulometrica è un metodo assoluto e pertanto consente di fare a meno della determinazione del titolo.

Parti incluse 2.1018.0020

Qt.	Order no.	Descrizione
-----	-----------	-------------

1 PCS

1.1018.0020

OMNIS Coulometer con agitatore

OMNIS Coulometer con agitatore magnetico



1 PCS

6.2016.050

Asta di supporto / 300 mm



1 PCS

6.2013.010

Anello a morsa

Per aste di supporto da 10 mm di diametro.



1 PCS

6.06001.970

Licenza di funzionamento per il coulometro

La licenza di funzionamento per OMNIS Coulometer include:

- Trasferimento liquidi (LQH)
- Titolazione Karl Fischer coulometrica (KFC)
- Determinazione coulometrica dell'indice di bromo ai sensi della norma ASTM D1492 (BRC)
- MEAS U/T/pH/CONC

MNI
DLE NEW LEVEL OF PERFORM

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.05406.000	Equipaggiamento KFC per OMNIS Coulometer con elettrodo generatore con diaframma	
	Kit di accessori completo per la titolazione Karl Fischer coulometrica.	
6.05406.010	Equipaggiamento KFC per OMNIS Coulometer con elettrodo generatore senza diaframma	
	Kit di accessori completo per la titolazione Karl Fischer coulometrica.	
2.1009.0010	OMNIS Solvent Module	
	OMNIS Solvent Module per l'aggiunta semplice di solvente e l'aspirazione del contenuto della cella di titolazione senza contatto con i reattivi. Nuova versione migliorata resistente al cloroformio, al clorobenzene, allo xilene e all'acido acetico glaciale (richiede OMNIS 4.4.1 o superiore). Controllo manuale o comando mediante OMNIS Software per la massima semplicità di utilizzo per l'utente. Comprensivo di accessori, bottiglia per solvente e bottiglia di scarico.	
6.1446.220	Tappi di sostituzione del reagente del Solvent Module	
	Tappi di sostituzione del reagente in una cella di titolazione coulometrica con un Solvent Module.	

6.02102.020 Cavo MDL CM/CF 1 m

Cavo di collegamento per strumenti OMNIS con connettore MDL (1 m)



6.02102.040 Cavo MDL CM/CF 5 m

Cavo di collegamento per strumenti OMNIS con connettore MDL (5 m)



6.02102.010 Cavo MDL CM/CF 0,5 m

Cavo di collegamento per strumenti OMNIS con connettore MDL (0,5 m)



6.02102.030 Cavo MDL CM/CF 2 m

Cavo di collegamento per strumenti OMNIS con connettore MDL (2 m)



6.02102.050

Cavo MDL CM/CF 10 m

Cavo di collegamento per strumenti OMNIS con connettore MDL (10 m)



6.06001.100

Licenza di funzionamento DET

Licenza di funzionamento "Titolazione dinamica a punto di equivalenza" per un sistema di titolazione OMNIS.



6.06001.110

Licenza di funzionamento MET

Licenza di funzionamento "Titolazione monotona a punto di equivalenza" per un sistema di titolazione OMNIS.



6.06001.160

Licenza di funzionamento KFT con condizionamento

Licenza di funzionamento per la titolazione Karl Fischer volumetrica con condizionamento per un sistema di titolazione OMNIS.



6.06001.320

Licenza di funzionamento 5 titolazioni parallele

Licenza di funzionamento per max cinque titolazioni parallele su un titolatore OMNIS con moduli di titolazione o di dosaggio aggiuntivi.

