



OMNIS Workstation Module (1T/0P)

2.1024.0010

Modulo per l'installazione nell'OMNIS Sample Robot WSM. Il modulo contiene una postazione di lavoro per la gestione automatica dei contenitori portacampione senza pompe. La postazione di lavoro preleva il beaker per campioni per l'analisi. Tra un'analisi e l'altra, è possibile pulire o riporre i sensori utilizzati nel bicchiere di stoccaggio della postazione di lavoro. Se durante l'analisi è necessaria l'agitazione, è possibile collegare a questa postazione di lavoro un agitatore magnetico o un agitatore ad elica separato.

Parti incluse 2.1024.0010

Qt.	Order no.	Descrizione
-----	-----------	-------------

Modulo per l'installazione nell'OMNIS Sample Robot WSM. Il modulo contiene una postazione di lavoro per la gestione automatica dei contenitori portacampione senza pompe. La postazione di lavoro preleva il beaker per campioni per l'analisi. Tra un'analisi e l'altra, è possibile pulire o riporre i sensori utilizzati nel bicchiere di stoccaggio della postazione di lavoro. Se durante l'analisi è necessaria l'agitazione, è possibile collegare a questa postazione di lavoro un agitatore magnetico o un agitatore ad elica separato.




Adattatore per tubo di scarico su moduli Pick&Place e moduli pompa nel OMNIS Sample Robot Pick&Place.



Per l'organizzazione di tubi e cavi tra modulo Pick&Place e titolatore



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.01403.000	Testa di titolazione 6xNS14/ 3xNS9 (P&P) Testa di titolazione con 6 aperture NS14 e 3 NS 9 per l'utilizzo in moduli Pick&Place dell'OMNIS Sample Robot Pick&Place	
6.01403.010	Testa di titolazione 4xM10 (P&P) Testa di titolazione con 4 aperture M10 per l'utilizzo in moduli Pick&Place dell'OMNIS Sample Robot Pick&Place	
6.01403.020	Testa di titolazione 4xM10 per KFT (P&P) Testa di titolazione con 4 aperture M10 per la titolazione Karl Fischer in moduli Pick&Place dell'OMNIS Sample Robot Pick&Place con 4 raccordi a vite M10 e tappo.	
6.01403.040	Testa di titolazione 2xNS14 (P&P) Testa di titolazione con 2 aperture NS14 per l'utilizzo nei moduli Pick&Place dell'OMNIS Sample Robot Pick&Place con 3 punte di dosaggio ritratte. Preparata per l'equipaggiamento con ugelli di lavaggio. Un tubo di aspirazione è già inserito nella testa di titolazione.	

6.01403.030 Testa di titolazione 3xNS14/ 4x6,4mm (P&P)

Testa di titolazione con 3 aperture NS14 e 4x 6,4 mm per l'utilizzo di beaker da 120 mL in moduli Pick&Place dell'OMNIS Sample Robot Pick&Place con 2 punte di dosaggio retratte. Preparata per l'equipaggiamento con tubi di lavaggio e scarico.



6.01403.060 Testa di titolazione 3xNS14/4x6,4 mm per beaker monouso da 200 mL (P&P)

Testa di titolazione con 3 aperture NS14 e 4x 6,4 per l'impiego dei beaker monouso in PP da 200 mL (6.1459.310) o dei beaker in vetro da 150 mL (alti, senza beccuccio) nei moduli Pick&Place dell'OMNIS Sample Robot Pick&Place con due punte di dosaggio retratte. Preparata per l'equipaggiamento con tubi di lavaggio e scarico.



6.01404.030 Adattatore per beaker per campioni OMNIS da 120 mL

Adattatore per beaker per il centraggio del beaker per campioni da 120 mL sulla slitta del modulo Pick&Place



6.01404.040 Adattatore per beaker per campioni OMNIS da 75 mL

Adattatore per beaker per il centraggio del beaker per campioni da 75 mL sulla slitta del modulo Pick&Place



6.01404.020 Adattatore per beaker per campioni da 200 mL

Adattatore per beaker per il centraggio del beaker per campioni da 200 mL sulla slitta del modulo Pick&Place.



6.01403.050 Testa di titolazione per KFT con punte rinforzate (P&P)

Testa di titolazione per la titolazione Karl Fischer in moduli Pick&Place dell'OMNIS Sample Robot Pick&Place. Oltre a 2 punte antidiffusione rinforzate, la testa di titolazione presenta un'apertura per l'utilizzo di un omogeneizzatore (Polytron 1300D) o un agitatore ad asta.



6.01404.050 Adattatore per beaker per campioni da 150 mL

Adattatore per beaker per il centraggio del beaker per campioni da 150 mL sulla slitta del modulo Pick&Place.



2.1006.0010 OMNIS Rod Stirrer Sample Robot

Agitatore con cavo montato fisso (2,5 m) per il collegamento diretto all'OMNIS Sample Robot.



6.05800.540 Upgrade modulo Pick&Place WSM

Questo set contiene tutti i componenti per ampliare un OMNIS Workstation Module esistente (1T/0P) o (1T/2P) con una seconda postazione di lavoro. Grazie a questo ampliamento è possibile raddoppiare il numero di campioni.



6.05800.560 Upgrade agitatore WSM

Questo set contiene tutti i componenti per dotare una postazione di lavoro senza OMNIS Workstation Module di un agitatore magnetico.



6.05800.570 Upgrade del modulo di pompa peristaltico WSM

Questo set contiene tutti i componenti necessari per l'upgrade di un OMNIS Workstation Module con 2 pompe. Il set è utilizzabile sia per l'ampliamento da 0 a 2 pompe che per l'ampliamento da 2 a 4 pompe e permette una pulizia efficace di sensori e contenitori portacampione. Oltre alle pompe necessarie, il set contiene tutti i tubi flessibili e i contenitori necessari per un'altra pompa di lavaggio e aspirazione.



6.02700.020 Piastra di collegamento VSM

Questa piastra di collegamento unisce 2 OMNIS Workstation Module a un Sample Robot WSM M o L, conferendo ulteriore stabilità.



6.01462.010

Adattatore per testa di titolazione

Questo adattatore permette di utilizzare le teste di titolazione della generazione di Sample Processor (814/815/855) sui campionatori con teste di titolazione avvitabili.

