



Eco KF Titrator completo

2.1027.0100

Il nuovo Eco KF Titrator con agitatore magnetico integrato e display touch è ideale per la determinazione di routine del contenuto d'acqua. Metodi predefiniti consentono una messa in funzione semplice e regolare dello strumento. Oltre alle stampe conformi a GLP su carta o in formato PDF, il titolatore Eco KF Titrator offre anche la possibilità di collegare bilance o inviare i dati di determinazione a un PC mediante report PC/LIMS.

Pacchetto completo inclusa Solvent Pump per una rapida sostituzione del reagente senza contatto con sostanze chimiche.

Parti incluse 2.1027.0100

Qt.	Order no.	Descrizione
-----	-----------	-------------

1 PCS

1.1027.0010

Eco KF Titrator

Il nuovo Eco KF Titrator con agitatore magnetico integrato e display touch è ideale per la determinazione di routine del contenuto d'acqua. Metodi predefiniti consentono una messa in funzione semplice e regolare dello strumento. Oltre alle stampe conformi a GLP su carta o in formato PDF, il titolatore Eco KF Titrator offre anche la possibilità di collegare bilance o inviare i dati di determinazione a un PC mediante report PC/LIMS.



1 PCS

1.1029.0010

Solvent Pump

La Solvent Pump viene utilizzata con un Eco KF Titrator per l'aggiunta sicura e l'aspirazione del contenuto della cella di titolazione senza contatto con i reagenti.



1 PCS

6.03002.210

Unità cilindro Eco da 10 mL

Unità cilindro da 10 mL per Eco Dosimat/Eco Titrator. Senza tubi dosatori e punta di buretta antidiffusione.



1 PCS

6.05610.050

Attrezzatura KFT per Eco KF Titrator

Set di accessori completo per la titolazione Karl Fischer volumetrica



1 PCS

6.02110.000

Cavo di collegamento Eco KF Titrator/Solvent Pump

Cavo per il collegamento di una Solvent Pump a un Eco KF Titrator, serve per l'alimentazione elettrica



1 PCS

6.1446.040

Stopper con filettatura M6



1 PCS

6.1446.080

Tappo filettato / M8



1 PCS

6.1446.090

Stopper / B-14/15 / M8



1 PCS

6.1543.110

Punta di dosaggio / filettatura M8

Da usare con 676 Sample Changer insieme con tubi 6.1805.200 e 703 Ti Stand



1 PCS

6.1543.120

Punta di aspirazione / filettatura M8

Da usare con 703 Ti Stand e 681 Pump Unit, se si utilizza il sifone 6.1805.200



1 PCS

6.1546.040

Utensile a pistone per Eco Dosimat/Eco Titrator

Utensile per rimuovere e montare il pistone.



2 PCS

6.1602.105

Sifone per bottiglia / GL 45 / verde

Per il dosaggio diretto dalla bottiglia del reagente con filettatura GL 45.



1 PCS

6.1608.030

Bottiglia / 1000 mL / GL 45



1 PCS

6.1608.023

Bottiglia / 1000 mL / GL 45

Alle Unità Intercambiabili. Bottiglia per le soluzioni di rigenerazione per l' MSM.



1 PCS

6.1619.010

Assorbitore completo per Unità Intercambiabili



1 PCS

6.1623.000

Protezione antifurioscita per sifone per bottiglia

Protezione antifurioscita per sifone per bottiglia per una bottiglia di scarico; impedisce il traboccamento della bottiglia di scarico in caso di impiego di una pompa di aspirazione



2 PCS 6.1805.090 Tubi in FEP / M6 / 31 cm
Con protezione dalla luce e dalla strozzature



1 PCS 6.1805.100 Tubo in FEP / M6 / 40 cm
Con protezione dalla luce e dalla strozzature



2 PCS 6.1805.200 Tubo in PTFE / M8 / 0.5 m



1 PCS 6.1808.050 Tubo di connessione ad oliva M8
1 filettatura esterna M8 e 1 oliva per tubi. E.g. per la camicia termostatica
delle Unità Intercambiabili e degli strumenti di misura della stabilità.



1 PCS

6.1819.020

Tubo

Per fori con filettatura M6. Per attacchi delle bottiglie 6.1602.1XX



1 PCS

6.1819.050

Tubi

Per fori con filettatura M8 degli attacchi delle bottiglie 6.1602.10X con bottiglia d'aspirazione 6.1608.030. Per 703 e 803 Ti Stand, 681 Pump Unit e 679 Rancimat



1 PCS

6.2013.010

Anello a morsa

Per aste di supporto da 10 mm di diametro.



1 PCS

6.2016.070

Asta di supporto / 400 mm



1 PCS

6.2023.020

Clip per SGJ 14/15

Clip per SGJ 14/16



1 PCS

6.2164.010

Alimentatore di rete da tavolo 100 - 240 V/24 V DC

Alimentatore di rete da tavolo per 915 KF Ti-Touch, 916 Ti-Touch, 917 Coulometer e tutti gli Eco Titrator/Eco Dosimat.



1 PCS

6.2811.000

Setacci molecolari

Setacci molecolari. Bottiglia contenente 250 g. Dimensione dei pori: 0.3 nm. Per Rancimat e strumenti Karl Fischer.



1 PCS

6.01600.200

Siphon Breaker

Impedisce il passaggio del liquido dalla bottiglia del reagente alla cella di titolazione.




1 PCS

6.01804.210

Tubo in PVC 4/6 0,35 m

Per collegamenti con tubo flessibile all'OMNIS Solvent Module oppure a Solvent Pump.



1 PCS

6.01805.130

Tubo flessibile in PTFE 3/250 mm con raccordo a vite

Tubo flessibile di aspirazione con raccordo a vite per il collegamento del flacone del reagente al Siphon Breaker.



1 PCS

6.02712.000

Copertura di protezione per Eco Dosimat/Eco Titrator

Copertura di protezione per display di Eco Dosimat/Eco Titrator.



1 PCS

6.02801.000

Batuffoli per tubo di assorbimento

Batuffoli di cotone (4 pezzi), adatti a tubo di assorbimento OMNIS 601406010.



Supporto dati per Eco KF Titrator



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.2811.000	Setacci molecolari Setacci molecolari. Bottiglia contenente 250 g. Dimensione dei pori: 0.3 nm. Per Rancimat e strumenti Karl Fischer.	
6.01807.000	Cartuccia assorbente Cartuccia assorbente per OMNIS Solvent Module oppure Solvent Pump, da riempire con setaccio molecolare 6.2811.000.	
6.02709.040	Tappi di chiusura Tappi di chiusura per le parti superiori della cella di titolazione 6014050X0.	

6.02711.000 Spatola per campioni viscosi

Adatto all'impiego per determinazioni del contenuto d'acqua Karl Fischer con sostanze pastose, come ad es. miele, cosmetici, grassi o diversi latticini.

La spatola per campioni viscosi agevola l'aggiunta dei campioni viscosi. È facile da maneggiare, come qualsiasi altra spatola, e permette l'aggiunta delle paste nella cella di titolazione Karl Fischer, in modo comodo, veloce e senza perdite.

Per poter sciogliere campioni viscosi in modo rapido e completo, consigliamo anche l'utilizzo di un omogeneizzatore.

Adatto per le parti superiori della cella di titolazione 6014050X0.



6.05610.060 Attrezzatura KFT per Eco KF Titrator con Polytron

Set di accessori completo per la titolazione Karl Fischer volumetrica con Polytron



6.03002.150 Unità cilindro Eco da 5 mL

Unità cilindro da 5 mL per Eco Dosimat/Eco Titrator. Senza tubi dosatori e punta di buretta antidiffusione.



6.03002.220 Unità cilindro Eco da 20 mL

Unità cilindro da 20 mL per Eco Dosimat/Eco Titrator. Senza tubi dosatori e punta di buretta antidiffusione.



6.03002.250 Unità cilindro Eco da 50 mL

Unità cilindro da 50 mL per Eco Dosimat/Eco Titrator. Senza tubi dosatori e punta di buretta antidiffusione.



6.2412.000 Navetta pesatrice

Navetta pesatrice in vetro per coperchio cella di titolazione 6.1414.030 o cella di titolazione 6.1455.31X, 6.1464.32X, 6.1465.320. Per determinazioni in acqua KF. Include tubo di protezione.



2.142.0100 Stampante termica Custom Q3X

Stampante compatta con interfaccia USB per

- 900 Touch Control
- 915 KF Ti-Touch
- 916 Ti-Touch
- 917 Coulometer
- 877 / 848 Titrino plus
- 865 / 876 Dosimat plus
- 91X Meter (cavo 6.2151.140)
- Eco Dosimat / Titrator
- 862 Compact Titrosampler
- 870 KF Titrino plus
- 899 Coulometer



Larghezza carta 60 mm (40 caratteri). Cavo USB 6.2151.120 incluso.

6.9001.050

Carta termica per Custom Neos-N / Q3X

Carta termica 60 mm / 25 m per Custom Neos-N / Q3X.

Novità: 25 anni di leggibilità se stoccata a regola d'arte.

1 rotolo



2.143.0200

Stampante ad aghi TX-900MH

Stampante ad aghi compatta con interfaccia USB e RS232 per

- 900 Touch Control (+)
- 915 KF Ti-Touch (+)
- 916 Ti-Touch (+)
- 917 Coulometer (+)
- 91X Meter (+)
- Eco Dosimat/Titrator (+)
- 877/848 Titrino plus (occorre in aggiunta 6.2151.100)
- 865/876 Dosimat plus (occorre in aggiunta 6.2151.100)
- 862 Compact Titrosampler (occorre in aggiunta 6.2151.100)
- 870 KF Titrino plus (occorre in aggiunta 6.2151.100)
- 899 Coulometer (occorre in aggiunta 6.2151.100)



(+) Cavo incluso nel volume di fornitura

6.01406.250

Cella di titolazione 50 – 150 mL

Cella di titolazione 50 – 150 mL con tappo a vite per l'utilizzo con le parti superiori della cella di titolazione 6014050X0.

