



Combustion Module (Oven + ABD, AJ)

2.136.0700

Il Combustion Module (Oven + ABD, AJ) consente la digestione dei campioni sotto pirolisi e ossidazione di tutti i tipi di campioni combustibili. Il Combustion Module comprende il forno di combustione e l'Auto Boat Driver (introduzione automatica del campione). Entrambi sono prodotti di Analytik Jena, appositamente ottimizzati per l'accoppiamento con i cromatografi ionici.

Parti incluse 2.136.0700

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	1.136.0700	Combustion Module (Oven + ABD, AJ)



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
-----------	-------------

6.7301.000	Tubo di combustione (AJ)
------------	--------------------------

Tubo di combustione in quarzo per il Combustion Module.



6.7301.100	Tubo di guida per ABD (vecchio)
------------	---------------------------------

Tubo di guida per Automatic Boat Driver del Combustion Module (fino ad ABD con numero di serie 1709 590).



6.7301.110	Gancio per ABD
------------	----------------

Ganci in vetro di quarzo per navicelle in vetro di quarzo nell'Automatic Boat Driver del Combustion Module.



6.7301.140	Setto 12,5 mm
------------	---------------

Setto per porta dei campioni liquidi, 5 unità.



6.7301.170 O-Ring 14 × 4 mm per ABD

Anello di tenuta per il collegamento ABD per il tubo in vetro di quarzo



6.7301.250 Sensore di fiamma

Sensore di fiamma per la combustione dei campioni completamente automatica



6.7301.200 Tubo di guida per ABD (nuovo)

Tubo di guida per Automatic Boat Driver del Combustion Module (ABD con numero di serie a partire da 1709591)



6.7302.100 Navicella di quarzo 40 × 9 mm (AJ)

Navicella di quarzo per campionamenti nel Combustion Module, 10 unità.



6.7301.300 Tubo di combustione in ceramica CIC AJ, completo

Tubo di combustione in ceramica per il Combustion Module (Oven + ABD, AJ).



6.7301.310 Tubo esterno, tubo di combustione in ceramica AJ

Tubo esterno del tubo di combustione in ceramica per il Combustion Module (Oven + ABD, AJ).



6.7301.320 Tubo di collegamento, tubo di combustione in ceramica AJ

Tubo di collegamento del tubo di combustione in ceramica per il Combustion Module (Oven + ABD, AJ).



6.7301.330 Inserto in ceramica, tubo di combustione in ceramica AJ

Inserto in ceramica del tubo di combustione in ceramica per il Combustion Module (Oven + ABD, AJ).



6.7301.340

Fritta, tubo di combustione in ceramica AJ

Fritta del tubo di combustione in ceramica per il Combustion Module (Oven + ABD, AJ).



6.7301.350

Vite d'arresto, tubo di combustione in ceramica AJ

Vite d'arresto del tubo di combustione in ceramica per il Combustion Module (Oven + ABD, AJ).



6.7301.360

Dado a risvolto, tubo di combustione in ceramica AJ

Dado a risvolto del tubo di combustione in ceramica per il Combustion Module (Oven + ABD, AJ).

