



Auto Boat Drive (AJ)

2.136.0710

L'Auto Boat Drive (ABD) introduce automaticamente le navette campione nel forno di combustione. L'introduzione del campione nella navetta può essere fatta manualmente o tramite un appropriato introduttore di campioni. Il prodotto di Analytik Jena è stato appositamente ottimizzato per l'accoppiamento con il cromatografo ionico.

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.7302.100	Navicella di quarzo 40 × 9 mm (AJ)
	Navicella di quarzo per campionamenti nel Combustion Module, 10 unità.

