



772 Pump Unit – rinse

2.772.0130

Pompa peristaltica per connessione diretta ai Sample Processor. La versione «Rinsing» contiene numerosi accessori di lavaggio.

Parti incluse 2.772.0130

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	1.772.0110	772 Pump Unit
		Pompa peristaltica da collegare direttamente ai Sample Processor.



1 PCS

6.1621.000

Contenitore da 10 L

Come recipiente di lavaggio o di scarico nei sistemi automatizzati



2 PCS

6.1801.120

Tubo in PVC / 4 mm / 6 mm / 2 m



3 PCS

6.1805.060

Tubo in FEP / M6 / 60 cm

Con protezione dalla luce e dalla strozzature



1 PCS

6.1808.170

Distributore per tubi di pompaggio ai Sample Processor

Distributore Sample Processo per il montaggio sui Sample Processor per il lavaggio e l'aspirazione in caso d'impiego di pompe collegate all'esterno.



1 PCS

6.1812.000

Tubo flessibile PTFE 4 mm / 6 mm / 4 m



2 PCS

6.1820.050

Adattatore, M6 / Olive

Per tubo flessibile 6.1826.100, per pompe peristaltiche.



1 PCS

6.1826.100

Pompa peristaltica 6,4 mm / 1 m

Come sostituzione della pompa peristaltica utilizzata nella 772 Pump Unit e 843 Pump Station (peristaltic).



1 PCS

6.1828.000

Connessione in PVDF

Per recipiente 6.1621.000.



3 PCS

6.2740.020

Spruzzatore

Per la nebulizzazione fine della soluzione di lavaggio.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.1826.160	Pompa peristaltica Viton Per pompe peristaltiche.	
6.2160.010	Cavo adattatore / 2 m / presa M8 / 2 x connettore B Cavo adattatore / 2 m / presa M8 / 2 x connettore B. Per 772 Pump Unit.	