



778 Sample Processor (2 pompe)

2.778.0020

Sample Processor con una posizione di lavoro e 2 pompe per la gestione automatica di un numero piccolo o medio di campioni di routine in combinazione con il Titrino o i pH metri /ionometri. Sistema compatto grazie alla pompa integrata per il lavaggio della cella di titolazione. Può essere collegata al Sample Processor una pompa peristaltica o a membrana per aspirare via la soluzione titolata (opzionale). Connessione diretta e controllo degli agitatori e dei Dosino tramite MSB. Il controllo avviene tramite Controller o software per PC *tiamo*.

Parti incluse 2.778.0020

Qt.	Order no.	Descrizione
2 PCS	6.1236.020	Giunto conico con SGJ 14/12 mm
		Giunto conico con SGJ 14/12 mm e O-ring



5 PCS

6.1446.000

Stopper SGJ / B-14/(15)



3 PCS

6.1446.010

Stopper

Da usare con Sample Changers



1 PCS

6.1446.160

Tappo portatermometro, B-14/15, inserzione
inclinata

Per mettere l'inserto della testa di titolazione 6.1458.010 in una
posizione inclinata



1 PCS

6.1543.170

Punta di aspirazione / filettatura M8

Punta di aspirazione per i Sample Processor.



2 PCS

6.1621.000

Contenitore da 10 L

Come recipiente di lavaggio o di scarico nei sistemi automatizzati



1 PCS

6.1805.110

Tubo in FEP / M6 / 80 cm

Con protezione dalla luce e dalla strozzature



3 PCS

6.1805.420

Tubo in FEP / M6 / 48 cm

Con protezione dalla luce e dalla strozzature



1 PCS

6.1805.510

Tubo flessibile in PTFE / M8 / 60 cm

Con protezione dalle strozzature.



2 PCS

6.1812.000

Tubo flessibile PTFE 4 mm / 6 mm / 4 m



1 PCS

6.1820.070

Connettore 4 mm / 6 mm / M8 interno

Per prolungare tubi flessibili di aspirazione in sistemi automatizzati. Collega il tubo di aspirazione M8 direttamente con il tubo flessibile in PTFE 6.1812.000.



2 PCS

6.1828.000

Connessione in PVDF

Per recipiente 6.1621.000.



1 PCS

6.2053.000

Clip per cavo

Clip per fissare i cavi e i tubi



1 PCS

6.2621.030

Chiave esagonale 4 mm



1 PCS

6.2621.070

Chiave a brugola da 5 mm per IC Sample Processor



1 PCS

6.2621.140

Chaive esagonale 2.5 mm



3 PCS

6.2709.070

Giunto guida

Per il fissaggio di burette e punte di dosaggio nelle teste di titolazione e supporti di elettrodi



3 PCS

6.2740.020

Spruzzatore

Per la nebulizzazione fine della soluzione di lavaggio.




1 PCS


6.2751.080

Protezione dagli schizzi

Protezione dagli schizzi per Sample Processor monotorre senza 786 Swing Head.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
2.741.0010	741 Magnetic Stirrer 741 Magnetic stirrer per scambiatori di campioni. 741 Magnetic Stirrer per lo scambiatore di campioni si trova sotto il cestello portacampioni.	
2.802.0020	802 Stirrer per campionatore Agitatore a elica per campionatore e Sample Processor. Con elica 6.1909.020 Propeller stirrer da 104 mm e cavo fisso.	
6.1458.010	Testa di titolazione, aperture 6 x SGJ 14 e 3 x SGJ 9 Con aperture 6xSGJ 14 e 3x SGJ 9.	
6.1458.020	Testa di titolazione / 4 x raccordi M10 Con 4 raccordi a vite M10, incl. tappi.	

6.1458.030 Testa di titolazione KF / 4 x raccordi M10

Con 4 raccordi a vite M10, incl. tappi.



6.1458.040 Testa di titolazione / 3 x NS 14

Testa di titolazione per recipienti per campioni da 120 mL. Con tre aperture NS 14 e quattro aperture 6,4 mm nonché due punte di dosatura incl. Adatta per equipaggiamento di lavaggio e aspirazione.



6.1458.070 Testa di titolazione / 2 x NS 14

Testa di titolazione per recipienti per campioni da 75mL. Con 2 aperture NS 14 e 2 aperture 6,4 mm nonché 3 punte di dosatura inserite. Adatta per equipaggiamento di lavaggio e aspirazione.



6.2041.310 Rack dei campioni, 12 x 250 mL, (PVC)

Rack dei campioni per 810 Sample Processor, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Light" adatto a 12 beaker per campioni. Possono essere utilizzati i seguenti beaker per campioni: 6.1432.320, 6.1432.323, 6.1453.220, 6.1453.250.

Plastica: cloruro di polivinile (PVC)




6.2041.320

Rack dei campioni, 16 x 150 mL, (PVC)

Rack dei campioni per 810 Sample Processor, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Light" adatto a 16 beaker per campioni. Possono essere utilizzati i seguenti beaker per campioni: beaker in vetro da 150 mL (forma alta).

Plastica: cloruro di polivinile (PVC)



6.2041.340

Rack dei campioni, 24 x 75 mL, (PVC)

Rack dei campioni per 810 Sample Processor, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Light" adatto a 24 beaker per campioni. Possono essere utilizzati i seguenti beaker per campioni: 6.1432.210, 6.1459.400.

Plastica: cloruro di polivinile (PVC)




6.2041.360

Rack dei campioni, 12 x 150 mL (PVC)

Rack dei campioni per 810 Sample Processor, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Light" adatto a 12 beaker per campioni. Possono essere utilizzati i seguenti beaker per campioni: beaker in vetro da 150 mL (forma alta), 6.1459.310.

Plastica: cloruro di polivinile (PVC)



6.2041.370

Rack dei campioni, 14 x 200 mL, (PVC)

Rack dei campioni per 810 Sample Processor, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Light" adatto a 14 beaker per campioni. Possono essere utilizzati i seguenti beaker per campioni: 6.1459.310.

Plastica: cloruro di polivinile (PVC)



6.2041.380

Rack dei campioni, 14 x 235 mL (PVC)

Rack dei campioni per 810 Sample Changer, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Light" adatto a 14 beaker per campioni. Possono essere utilizzati i seguenti beaker per campioni: 235 mL (8 oz.).

Plastica: cloruro di polivinile (PVC)



6.2041.390

Rack dei campioni, 16 x 100 mL (PVC)

Rack dei campioni per 810 Sample Changer, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Light" adatto a 16 beaker per campioni. Possono essere utilizzati i seguenti beaker per campioni: beaker in vetro da 100 mL, forma bassa.

Plastica: cloruro di polivinile (PVC)



6.2041.460

Rack dei campioni, 21 x 100 mL (PVC)

Rack dei campioni per 810 Sample Processor, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Light" adatto a 21 vial. Possono essere utilizzati i seguenti vial: tubi di digestione (CSB) da 100 mL.

Plastica: cloruro di polivinile (PVC)



6.2041.470

Rack dei campioni, 22 x 120 mL (PP)

Rack dei campioni per 810 Sample Changer, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Light" adatto a 22 beaker per campioni. Possono essere utilizzati i seguenti beaker per campioni: 6.1459.300, 6.1459.307.

Plastica: polipropilene (PP)



6.2711.060

Vasca di raccolta per i Sample Processor 778/810/814/838/858

Vasca di raccolta per Sample Processor 778, 810, 814, 838, 858

