



778 Sample Processor (senza pompa)

2.778.0030

Sample Processor con una posizione di lavoro e due connessioni per le pompe per la gestione di un piccolo o medio numero di campioni di routine in combinazione con i Titrino o i pH metri-ionometri. Sistema compatto grazie alla pompa integrata per il lavaggio della cella di titolazione. Può essere connessa una pompa peristaltica o una pompa a membrana per aspirare via la soluzione titolata (opzionale). Collegamento diretto e controllo degli agitatori e dei Dosino tramite l'MSB. Il controllo avviene con il Controller o con il software *tiamo*.

Parti incluse 2.778.0030

Qt.	Order no.	Descrizione
2 PCS	6.1236.020	Giunto conico con SGJ 14/12 mm
		Giunto conico con SGJ 14/12 mm e O-ring



1 PCS 6.1805.110 Tubo in FEP / M6 / 80 cm
Con protezione dalla luce e dalla strozzature



1 PCS 6.2621.030 Chiave esagonale 4 mm



1 PCS 6.2621.070 Chiave a brugola da 5 mm per IC Sample Processor



1 PCS 6.2621.140 Chaive esagonale 2.5 mm



3 PCS

6.2709.070

Giunto guida

Per il fissaggio di burette e punte di dosaggio nelle teste di titolazione e supporti di elettrodi




1 PCS


6.2751.080

Protezione dagli schizzi

Protezione dagli schizzi per Sample Processor monotorre senza 786 Swing Head.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
2.741.0010	741 Magnetic Stirrer 741 Magnetic stirrer per scambiatori di campioni. 741 Magnetic Stirrer per lo scambiatore di campioni si trova sotto il cestello portacampioni.	
2.772.0120	772 Pump Unit – aspirate Pompa peristaltica per la connessione diretta ai Sample Processor. La versione «Aspiration» contiene numerosi accessori per l'aspirazione della soluzione titolata.	
2.772.0130	772 Pump Unit – rinse Pompa peristaltica per connessione diretta ai Sample Processor. La versione «Rinsing» contiene numerosi accessori di lavaggio.	
2.802.0020	802 Stirrer per campionatore Agitatore a elica per campionatore e Sample Processor. Con elica 6.1909.020 Propeller stirrer da 104 mm e cavo fisso.	

Pompa a membrana per la connessione diretta al Sample Processors. La versione «Aspiration» contiene numerosi accessori per l'aspirazione delle soluzioni.



Pompa a membrana per connessione diretta del Sample Processors. La versione «Rinsing» contiene numerosi accessori di lavaggio.



L'843 Pump Station (membrana) dispone di due pompe a membrana integrate che possono essere comandate direttamente tramite i comandi della pompa del Sample Processor. La variante rinse/aspirate dispone di tutti gli accessori per lo svuotamento automatico del beaker di titolazione e la pulizia degli equipaggiamenti per la titolazione. Gli accessori sono concepiti per l'impiego con il Sample Processor 814 e 815.



L'843 Pump Station (peristaltica) dispone di due pompe peristaltiche integrate che possono essere comandate tramite comandi della pompa direttamente dal Sample Processor. La variante rinse/aspirate dispone di tutti gli accessori per lo svuotamento automatico del beaker e la pulizia degli equipaggiamenti per la titolazione. Gli accessori sono concepiti per l'impiego con il Sample Processor 814 e 815.



6.1458.010 Testa di titolazione, aperture 6 x SGJ 14 e 3 x SGJ 9
Con aperture 6xSGJ 14 e 3x SGJ 9.



6.1458.020 Testa di titolazione / 4 x raccordi M10
Con 4 raccordi a vite M10, incl. tappi.



6.1458.030 Testa di titolazione KF / 4 x raccordi M10
Con 4 raccordi a vite M10, incl. tappi.



6.1458.040 Testa di titolazione / 3 x NS 14
Testa di titolazione per recipienti per campioni da 120 mL. Con tre aperture NS 14 e quattro aperture 6,4 mm nonché due punte di dosatura incl. Adatta per equipaggiamento di lavaggio e aspirazione.



Testa di titolazione per recipienti per campioni da 75mL. Con 2 aperture NS 14 e 2 aperture 6,4 mm nonché 3 punte di dosatura inserite. Adatta per equipaggiamento di lavaggio e aspirazione.



Rack dei campioni per 810 Sample Processor, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Light" adatto a 12 beaker per campioni. Possono essere utilizzati i seguenti beaker per campioni: 6.1432.320, 6.1432.323, 6.1453.220, 6.1453.250.

Plastica: cloruro di polivinile (PVC)



Rack dei campioni per 810 Sample Processor, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Light" adatto a 16 beaker per campioni. Possono essere utilizzati i seguenti beaker per campioni: beaker in vetro da 150 mL (forma alta).

Plastica: cloruro di polivinile (PVC)



Rack dei campioni per 810 Sample Processor, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Light" adatto a 24 beaker per campioni. Possono essere utilizzati i seguenti beaker per campioni: 6.1432.210, 6.1459.400.

Plastica: cloruro di polivinile (PVC)




6.2041.360

Rack dei campioni, 12 x 150 mL (PVC)

Rack dei campioni per 810 Sample Processor, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Light" adatto a 12 beaker per campioni. Possono essere utilizzati i seguenti beaker per campioni: beaker in vetro da 150 mL (forma alta), 6.1459.310.

Plastica: cloruro di polivinile (PVC)




6.2041.370

Rack dei campioni, 14 x 200 mL (PVC)

Rack dei campioni per 810 Sample Processor, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Light" adatto a 14 beaker per campioni. Possono essere utilizzati i seguenti beaker per campioni: 6.1459.310.

Plastica: cloruro di polivinile (PVC)




6.2041.390

Rack dei campioni, 16 x 100 mL (PVC)

Rack dei campioni per 810 Sample Changer, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Light" adatto a 16 beaker per campioni. Possono essere utilizzati i seguenti beaker per campioni: beaker in vetro da 100 mL, forma bassa.

Plastica: cloruro di polivinile (PVC)



6.2041.470

Rack dei campioni, 22 x 120 mL (PP)

Rack dei campioni per 810 Sample Changer, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Light" adatto a 22 beaker per campioni. Possono essere utilizzati i seguenti beaker per campioni: 6.1459.300, 6.1459.307.

Plastica: polipropilene (PP)



6.2141.300

Cavo remoto 843-Sample Processor

Cavo remoto per la connessione diretta di una 843 Pump Station alle connessioni della pompa del Sample Processors



6.2711.060

Vasca di raccolta per i Sample Processor 778/810/814/838/858

Vasca di raccolta per Sample Processor 778, 810, 814, 838, 858

