




# 791 VA Detector

2.791.0020

Rivelatore amperometrico per cromatografia ionica

Parti incluse 2.791.0020

| Qt.   | Order no.  | Descrizione        |
|-------|------------|--------------------|
| 1 PCS | 1.791.0010 | 791 IC VA Detector |
|       | D          |                    |



3 PCS

6.2120.020

Cavo per mini elettrodo / spina F - 2 mm

1 mini presa per la connessione di pin di diametro di 2 mm e 1 mini spina di tipo F. Per la connessione degli elettrodi all' IC VA Detector



4 PCS

6.2704.010

Guarnizioni per cella del VA detector

In PTFE. DA usare con 656 Electrochemical Detector e 791 VA Detector



3 PCS

6.2704.020

Guarnizioni per cella del VA detector

Da usare con 656 Electrochemical Detector e VA Detector



1 PCS

6.2813.020

Dummy Cell per VA Detector

Simulazione elettrica della cella voltammetrica, usata per simulazione e controllo. Per rilevatori VA.



## Accessori opzionali

| Order no.  | Descrizione                                                                                                                                                    |                                                                                       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1204.130 | <p>Punta dell'elettrodo di argento</p> <p>Punta dell'elettrodo in metallo, argento (Ag). Diametro del disco dell'elettrodo 2 mm. Filettatura M3.</p>           |    |
| 6.1204.140 | <p>Punta dell'elettrodo d'oro</p> <p>Punta dell'elettrodo in metallo, oro (Au). Diametro del disco dell'elettrodo 2 mm. Filettatura M3.</p>                    |    |
| 6.2128.170 | <p>Cavo analogico 771</p> <p>Per collegare 771 IC Compact Interface - uscita analogica del rilevatore (732)</p>                                                |  |
| 6.2802.000 | <p>Set di pulizia per elettrodi solidi</p> <p>Set di pulizia con un panno per pulizia e circa 2 g di polvere di ossido di alluminio (granulometria 0.3 µm)</p> |  |