



Power Pack Heavy Metals (Manual)

2.797.3010

Il nostro pacchetto base per la determinazione della concentrazione dei metalli pesanti critici nel ciclo acqua-vapore di qualsiasi tipo di centrali termiche tramite voltammetria. Il sistema, composto da un 797 VA Computrace e due 800 Dosino esegue la determinazione di un campione singolo in modo completamente automatico. Dopo la raccolta dei campioni avviene l'aggiunta di una soluzione ausiliaria e di una standard per la calibrazione senza intervento dell'operatore, con l'aiuto di due sistemi di dosatura tipo 800 Dosino.

Parti incluse 2.797.3010

Qt.	Order no.	Descrizione
-----	-----------	-------------

Il 797 VA Computrace è un moderno strumento di misura voltammetrica connesso al PC tramite una porta USB. Il software per il PC fornito controlla le misure, registra e valuta i dati. Grazie alla sua chiara struttura di programma, il funzionamento è incredibilmente semplice. Il potenziostato con galvanostato integrato garantisce il massimo grado di sensibilità con un rumore estremamente ridotto.



Sistema voltammetrico completamente automatizzato per l'analisi in tracce e la formazione. Completo di accessori con VA Computrace Software e tutti gli elettrodi per un sistema di misura completo: Multi Mode Electrode pro (MME pro), elettrodo di riferimento Ag/AgCl ed elettrodo ausiliario in platino.

Software di controllo e di valutazione per 797 VA Computrace. Per i sistemi operativi Windows® 2000, Windows® XP Professional, Windows® Vista (32-bit) e Windows® 7 (32-bit).



Agitatore per VA Stand, completo, esente da metalli



Capillare a goccia di mercurio non silanizzato (10 pezzi) con due guarnizioni in silicone.



1 PCS

6.1226.050

Capillare a goccia di mercurio (silanizzato) per MME

Elettrodo a goccia di mercurio silanizzato (10 pezzi) inclusi 2 guarnizioni di silicone.




1 PCS

6.1244.020

Cinghia di trasmissione

Per elettrodo a disco rotante e agitatore nei VA Stand (3 pezzi).



1 PCS

6.1245.010

Contenitore per elettrolita in plastica

Contenitore per elettrolita in plastica con diaframma ceramico per elettrodo di riferimento doppia giunzione.



1 PCS

6.1247.020

Aghi per MME

Aghi per il Multi Mode Electrode (3 pezzi).



1 PCS

6.1415.210

Cella di titolazione / 10-90 mL



7 PCS

6.1446.040

Stopper con filettatura M6



2 PCS

6.1546.030

Pinza per pistone

Per pistoni delle 807 Dosing Unit o unità cilindro OMNIS.



1 PCS

6.1608.050

Bottiglia di essiccazione per KF Oven / 100 mL / GL 45



1 PCS

6.1608.090

Bottiglia / 250 mL / GL 45



2 PCS

6.1618.060

Adattatore con filettatura / GL 45 su GL 45

Adattatore con filettatura (GL 45 su GL 45); anche per bottiglie per reagenti con flangia più alta.



1 PCS

6.1801.080

Tubo per connettore d'azoto

Per l'alimentazione di gas di apparecchi voltammetrici



1 PCS

6.1805.020

Tubo in FEP / M6 / 52 cm

Con protezione dalla luce e dalla strozzature



1 PCS

6.1805.120

Tubo in FEP / M6 / 100 cm

Con protezione dalla luce e dalla strozzature



4 PCS

6.1808.000

Giunto di connessione M6



1 PCS

6.1819.010

Tubo in PTFE

Come ingresso del gas nelle bottiglie di lavaggio del VA Stand



1 PCS

6.1824.000

Punta a microdosaggio quadrupla

Con filettatura 4 x M6. Per Für stazioni di misura VA.



1 PCS

6.2013.010

Anello a morsa

Per aste di supporto da 10 mm di diametro.



1 PCS

6.2016.050

Asta di supporto / 300 mm



1 PCS

6.2021.020

Porta elettrodo

Porta elettrodo per 4 elettrodi e 2 punte di buretta



1 PCS

6.2055.100

Supporto per bottiglia, doppio

Supporto per bottiglia per 2 bottiglie da 1 L. Per kit di aspirazione
6.5617.000



1 PCS

6.2151.020

Cavo USB A - USB B 1.8 m

Cavo di collegamento USB



1 PCS

6.2161.010

Alimentatore EU 230V /6V DC

Alimentatore per 827 pH lab



1 PCS

6.2308.020

Electrolita 3 mol/L KCl (250 mL)

Soluzione elettrolitica $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$, 250 mL (per sistemi di riferimento Ag/AgCl)



1 PCS

6.2406.000

Attrezzo per il recupero del mercurio

Filo in argento (per la raccolta del mercurio per amalgamazione)



1 PCS

6.2621.070

Chiave a brugola da 5 mm per IC Sample Processor



1 PCS

6.2703.000

Anello di supporto per recipienti di titolazione



1 PCS

6.2709.080

Stopper per apertura di pipettaggio

Per 694, 747 VA Stands e VA Computrace



1 PCS

6.2711.030

Vasca di raccolta per il riempimento dell'MME

Per 884 Professional VA, 797 VA Computrace, 757 VA Computrace
nonché 647, 663, 694, 747 VA Stands





Per fissare le connessioni



Per diverse applicazioni in IC e VA



Ago per il riempimento del mercurio nel Multi Mode Electrode e per l'aggiunta di campione nella titolazione Karl Fischer.



1 PCS

6.3032.120

807 Dosing Unit 2 mL

807 Dosing Unit con chip dati integrato, con cilindro in vetro da 2 mL e protezione dalla luce, montabile sulla bottiglia del reagente con filettatura in vetro ISO/DIN GL 45. Tubo di connessione in FEP, punta antidiffusione.



1 PCS

6.3032.150

807 Dosing Unit 5 mL

807 Dosing Unit con chip dati integrato, con cilindro in vetro da 5 mL e protezione dalla luce, montabile sulla bottiglia del reagente con filettatura in vetro ISO/DIN GL 45. Tubo di connessione in FEP, punta antidiffusione.



1 PCS

6.1246.120

Elettrodo Multi-Mode pro

Elettrodo in mercurio per la voltammetria. Può essere utilizzato come DME, SMDE o HMDE.

