



# 813 VA Compact Autosampler

2.813.0020

Autocampionatore per l'automazione di base dei sistemi di VA, con pompa peristaltica integrata per il trasferimento del campione. Lo scambiatore di campioni può essere utilizzato in combinazione con il 746 VA Trace Analyzer o il 797 VA Computrace. Capacità: 18 campioni.

## Parti incluse 2.813.0020


| Qt.   | Order no.  | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 PCS | 1.813.0010 | 813 Compact Autosampler<br><br>Autocampionatore compatto per 36 campioni con un volume di 11 mL o 2.5 mL. Pompa peristaltica integrata, 4 metodi di lavoro preprogrammati, tastiera separata per le impostazioni, controllo attraverso interfaccia «Remote». |    |
| 1 PCS | 6.2751.070 | Protezione dagli schizzi<br><br>Protezione dagli schizzi per 813 Compact IC Autosampler.                                                                                                                                                                     |  |
| 1 PCS | 6.2752.010 | Coprispina<br><br>Da usare con 717, 730, 760 Sample Changers, IC Sample Processors, 774 Oven Sample Processor                                                                                                                                                |  |

1 PCS

6.1822.410

Capillare di connessione in PEEK

Capillare di connessione per il trasferimento del campione con lo scambiatore di campioni, 1 x M6, diametro interno 0.5 mm, per analisi in tracce




---

2 PCS

6.1826.020

Tubo di pompaggio in PVC (blu/blu)

Per gli strumenti online IC e l'automazione in voltammetria.



---

1 PCS

6.1831.050

Capillare in PEEK 0.5 mm i.d., 40 cm

Per dialisi in linea e per autocampionatori. Per IC Dialysis Unit, IC Sample Processor, Compact Autosampler, IC Dialysis Sample Processor, IC Liquid Handling Dialysis Unit, Compact Autosampler



---

1 PCS

6.2621.060

Chiave inglese 5/16 in.

Per viti di fissaggio 5/16 in. Per strumenti IC



2 PCS

6.2621.090

Chiave inglese 1/2 in.

Per viti di fissaggio da 1/2 in. Per IC Sample Processors



1 PCS

6.2621.100

Chiave a brugola da 3 mm per IC Sample Processor



1 PCS

6.2743.057

Recipiente per campioni 11 mL

200 pezzi. Per IC Sample Processors e VA Autosampler.

I recipienti per campioni IC sono realizzati in polipropilene (PP) per le applicazioni in ambito sanitario. La produzione e l'imballaggio hanno luogo in condizioni sterili e in camera bianca (camera bianca di classe 7, ai sensi della norma dell'istituto tedesco per la standardizzazione ISO 14644). Ciò garantisce un livello minimo di contaminazione. I recipienti per campioni sono controllati a campione per anioni e cationi lisciviabili.



1 PCS

6.2744.010

Viti di fissaggio 5x

Con connessione UNF 10/32. Per strumenti IC, dialisi in linea (connessione per capillari in PEEK)



1 PCS

6.2744.030

Accoppiamento in Olive/UNF 10/32, 4 x

Collegamento vite di pressione e tubo della pompa. 4 pezzi. Per apparecchiature IC con pompa peristaltica.



---

1 PCS

6.2833.000

Supporto per ago/tubo da 1/8 in.

Per IC/VA Sample Processors. Per tubi da 1/8 in.



## Accessori opzionali

| Order no.  | Descrizione                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| 6.2141.170 | Cavo 797 VA Computrace - 813 Compact Sample Changer - 731 Relay Box |



---

2.772.0110      772 Pump Unit

Pompa peristaltica da collegare direttamente ai Sample Processor.



---

2.823.0010      823 Membrane Pump Unit

Pompa a membrana per la connessione diretta al Sample Processors.

