




833 Advanced IC Liquid Handling Suppressor Unit

2.833.0020

Soppressore chimico anionico a letto impaccato «packed bed. MSM Metrohm Suppressor Module brevettato come strumento stand-alone o per aggiornare sistemi HPLC o IC. Resistente ai solventi e alle pressioni. Con pompa a doppio canale per le soluzioni di rigenerazione e lavaggio.

Parti incluse 2.833.0020

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	1.753.0100	Suppressorblock kpl. **



1 PCS

6.1803.020

Capillare in PTFE 0.97 mm i.d. / 5 m

Per tutti gli strumenti IC



2 PCS

6.2128.180

Cavo 762/830 - 752/753/754/833

Per collegare IC Interface - IC Pump Unit, IC Suppressor Module, IC Dialysis Unit o IC Liquid Handling Unit



2 PCS

6.2744.010

Viti di fissaggio 5x

Con connessione UNF 10/32. Per strumenti IC, dialisi in linea (connessione per capillari in PEEK)



1 PCS

6.2744.034

Accoppiamento in Olive/UNF 10/32, 2 x

Collegamento vite di pressione e tubo della pompa. 2 pezzi. Per apparecchiature IC con pompa peristaltica.




2 PCS

6.2744.160

Accoppiatore/UNF 10/32 con dispositivo di sicurezza

Dispositivo di sicurezza per il collegamento di un tubo di pompaggio ad un ugello



2 PCS



6.2821.120

Filtri in linea 2 µm

Filtri in linea 2 µm



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.1803.030	Capillare in PTFE 0.5 mm i.d. / 3 m Capillari per dialisi in linea, per Dialysis Unit, IC Dialysis Sample Processor, IC Liquid Handling Dialysis Unit	
6.1826.060	Tubi di pompaggio (arancio/giallo) Per Compact IC , Personal IC , Basic IC	
6.2755.000	Archetto per pompa peristaltica Per pompe peristaltiche negli strumenti IC. Pressione di contatto regolabile.	
6.2821.130	Ricambi per filtri in linea Ricambi per filtri in linea.	

6.2832.000

Rotore MSM A

Rotore del soppressore per tutti gli strumenti IC con MSM



6.2832.010

Raccordo per MSM e MSM-LC

Con linee di alimentazione e scarico. Per tutti gli strumenti IC con MSM (Metrohm Suppressor Module).

Per la sostituzione negli strumenti Professional IC di generazione 850, 881, 882 e 883 (prodotti prima del 2017).

