



833 Advanced IC Liquid Handling Sample Preparation Unit

2.833.0030

Preparazione in linea del campione Metrohm per l'analisi degli anioni. Ottimale per la neutralizzazione in linea delle basi forti. Scambiatore cationico per uso universale. Capacità illimitata grazie alla rigenerazione e al lavaggio in parallelo

Parti incluse 2.833.0030

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	6.1803.020	Capillare in PTFE 0.97 mm i.d. / 5 m
		Per tutti gli strumenti IC



2 PCS

6.2128.180

Cavo 762/830 - 752/753/754/833

Per collegare IC Interface - IC Pump Unit, IC Suppressor Module, IC Dialysis Unit o IC Liquid Handling Unit



2 PCS

6.2744.010

Viti di fissaggio 5x

Con connessione UNF 10/32. Per strumenti IC, dialisi in linea (connessione per capillari in PEEK)



1 PCS

6.2744.030

Accoppiamento in Olive/UNF 10/32, 4 x

Collegamento vite di pressione e tubo della pompa. 4 pezzi. Per apparecchiature IC con pompa peristaltica.



1 PCS

6.2744.040

2 accoppiatori UNF 10/32

Per collegare capillari da 1/16 in. Per gli strumenti IC



2 PCS



6.2821.120

Filtri in linea 2 µm

Filtri in linea 2 µm



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.1803.030	Capillare in PTFE 0.5 mm i.d. / 3 m Capillari per dialisi in linea, per Dialysis Unit, IC Dialysis Sample Processor, IC Liquid Handling Dialysis Unit	
6.1826.060	Tubi di pompaggio (arancio/giallo) Per Compact IC , Personal IC , Basic IC	
6.2755.000	Archetto per pompa peristaltica Per pompe peristaltiche negli strumenti IC. Pressione di contatto regolabile.	
6.2821.130	Ricambi per filtri in linea Ricambi per filtri in linea.	

6.2835.000

Rotore SPM A

Rotore per la preparazione in linea del campione con scambiatore cationico



6.2835.010

Raccordo per modulo MSM e SPM

Raccordo universale per MSM negli strumenti Professional IC Vario e Compact Flex, nonché per modulo MSM-HC e SPM. Con linee di alimentazione e scarico.

