



833 IC Liquid Handling Ultra Filtration Unit

2.833.0050

Per ultrafiltrazione in linea. Garantisce la rimozione del particolato dal campione. Pompa peristaltica a doppio canale e cella di ultrafiltrazione separata per essere montata ad esempio nell' 820 IC Separation Center.

Parti incluse 2.833.0050

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	6.1803.040	Capillare in PTFE 0.5 mm i.d. / 1 m
		Capillare per il campione in IC.



1 PCS

6.1803.050

Capillare in PTFE 0.5 mm i.d. / 20 cm

Capillare per la dialisi e la filtrazione in linea, per Dialysis Unit, IC Filtration Sample Processor



2 PCS

6.1803.070

Capillare in PTFE 0.97 mm i.d. / 40 cm

Capillari per filtrazione, per IC Filtration Sample Processor, IC Liquid Handling Filtration Unit



2 PCS

6.1803.080

Capillare in PTFE 0.97 mm i.d. / 1 m

Capillare per la filtrazione, per l'IC Filtration Sample Processor, IC Liquid Handling Filtration Unit



1 PCS

6.1803.100

Capillari PTFE 0,5 mm diam. int. / 40 cm

Capillari per filtrazione e dialisi



1 PCS

6.2128.180

Cavo 762/830 - 752/753/754/833

Per collegare IC Interface - IC Pump Unit, IC Suppressor Module, IC Dialysis Unit o IC Liquid Handling Unit



1 PCS

6.2621.070

Chiave a brugola da 5 mm per IC Sample Processor



1 PCS

6.2714.020

Membrana di filtrazione in cellulosa rigen., 0,2 µm, 50 pz.

Grandezza nominale dei pori: 0,2 µm. Set da 50 pezzi. Per filtrazione in linea.



1 PCS

6.2744.000

Viti di fissaggio in PVDF

Con connessione UNF 10/32. Per gli strumenti IC, dialisi in linea (connessioni dei capillari in PTFE)



1 PCS

6.2744.010

Viti di fissaggio 5x

Con connessione UNF 10/32. Per strumenti IC, dialisi in linea
(connessione per capillari in PEEK)



1 PCS

6.2744.030

Accoppiamento in Olive/UNF 10/32, 4 x

Collegamento vite di pressione e tubo della pompa. 4 pezzi. Per
apparecchiature IC con pompa peristaltica.



1 PCS


6.2831.010

Pinze in plastica

Per membrane di filtrazione e di dialisi



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.1803.030	Capillare in PTFE 0.5 mm i.d. / 3 m Capillari per dialisi in linea, per Dialysis Unit, IC Dialysis Sample Processor, IC Liquid Handling Dialysis Unit	
6.1826.060	Tubi di pompaggio (arancio/giallo) Per Compact IC , Personal IC , Basic IC	
6.2755.000	Archetto per pompa peristaltica Per pompe peristaltiche negli strumenti IC. Pressione di contatto regolabile.	