



838 Advanced VA Sample Processor


2.838.0310

L'838 Advanced VA Sample Processor è un campionatore per la determinazione completamente automatizzata di additivi organici in bagni galvanici con l'ausilio del «Cyclic Voltammetric Stripping» (CVS) assieme al 797 VA Computrace. È possibile analizzare in sequenza senza controllo più serie di brillantanti («brightener») o livellatori («soppressori»). Il rack fornito può ospitare al massimo fino a 56 campioni da max. 11 mL o max. 50 mL.

L'838 Advanced VA Sample Processor dispone di un editor dei metodi flessibile, che permette di adeguare la sequenza di analisi alle esigenze personali dell'utilizzatore. La tastiera a parte permette l'accesso all'editor dei metodi e a tutte le altre impostazioni dello strumento. Durante la determinazione di una serie dei campioni l'838 Advanced VA Sample Processor viene comandato a distanza dal 797 VA Computrace.

Lo strumento viene fornito con i suoi accessori, il rack, la tastiera e altri accessori per la creazione di una postazione di lavoro completa, ma senza le dotazioni per il lavaggio.

Parti incluse 2.838.0310

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	1.838.0010	838 Advanced IC Sample Processor
		Advanced IC Sample Processor versione base.
		
1 PCS	6.1618.020	Adattatore da filettatura S 40 a GL 45
		Adattatore per bottiglie con filettatura S40 (Merck...) a GL45.
		
1 PCS	6.1805.020	Tubo in FEP / M6 / 52 cm
		Con protezione dalla luce e dalla strozzature
		
1 PCS	6.1805.060	Tubo in FEP / M6 / 60 cm
		Con protezione dalla luce e dalla strozzature
		

1 PCS 6.1805.120 Tubo in FEP / M6 / 100 cm
Con protezione dalla luce e dalla strozzature



1 PCS 6.1808.000 Giunto di connessione M6



2 PCS 6.1808.020 Raccordo ad oliva con filettatura interna M6
1 filettatura interna M6 e 1 oliva per tubi. Parte dell'econnessioni per le
Unità Intercambiabili e per il 676 Sample Changer



1 PCS 6.1819.010 Tubo in PTFE
Come ingresso del gas nelle bottiglie di lavaggio del VA Stand




1 PCS

6.1822.420

Capillare di connessione in PEEK

Connessione capillare per il trasferimento del campione con gli scambiatori di campioni, 1 x M6, diametro interno 0.75 mm, per la determinazione degli additivi organici con CVS




2 PCS

6.1826.020

Tubo di pompaggio in PVC (blu/blu)

Per gli strumenti online IC e l'automazione in voltammetria.



2 PCS

6.1826.150

Tubo di pompaggio (viola/giallo)

Per l' 838 Advanced VA Sample Processor e tutti gli strumenti IC con pompe peristaltiche.



1 PCS

6.1831.070

Capillare in PEEK 0.75 mm i.d., 70 cm

For Advanced VA Sample Processor




1 PCS

6.1831.080

Capillare in PEEK 0.75 mm i.d., 110 cm

For Advanced VA Sample Processor



1 PCS

6.1835.050

Ago per campioni in PEEK

Per campionatori per il trasferimento di maggiori volumi di campione, ad esempio per la determinazione dei brillantanti.




1 PCS

6.2041.450

Rack dei campioni, 56 x 11 mL e 56 x 50 mL, (PVC)

Rack dei campioni per 858 Professional Sample Processor, 815 Robotic USB Sample Processor XL adatto a 112 provette. Possono essere utilizzate le seguenti provette: 6.2743.050, 6.2747.010, 6.2743.040, provette Sarstedt da 50 mL.

Plastica: cloruro di polivinile (PVC)



1 PCS

6.2057.040

Supporto per dosino per 838 Advanced Sample Processor

Supporto per Dosino per l' 838 Advanced IC Dilution Sample Processor e l' 838 Advanced VA Sample Processor



1 PCS

6.2141.290

Cavo di collegamento 843 Pump Station - 838
Advanced Sample Processor

Cavo per il collegamento remoto tra 843 Pump Station e 838 Advanced
Sample Processor.



1 PCS

6.2142.050

Tastiera per 838 Advanced Sample Processor

Tastiera per 838 Advanced IC/VA Sample Processor



1 PCS

6.2621.090

Chiave inglese 1/2 in.

Per viti di fissaggio da 1/2 in. Per IC Sample Processors



1 PCS

6.2621.100

Chiave a brugola da 3 mm per IC Sample Processor



1 PCS 6.2621.130 Chiave esagonale 2 mm
2 mm.



1 PCS 6.2739.000 Chiave inglese
Per fissare le connessioni



1 PCS 6.2743.057 Recipiente per campioni 11 mL

200 pezzi. Per IC Sample Processors e VA Autosampler.

I recipienti per campioni IC sono realizzati in polipropilene (PP) per le applicazioni in ambito sanitario. La produzione e l'imballaggio hanno luogo in condizioni sterili e in camera bianca (camera bianca di classe 7, ai sensi della norma dell'istituto tedesco per la standardizzazione ISO 14644). Ciò garantisce un livello minimo di contaminazione. I recipienti per campioni sono controllati a campione per anioni e cationi lisciviabili.



1 PCS 6.2744.010 Viti di fissaggio 5x
Con connessione UNF 10/32. Per strumenti IC, dialisi in linea
(connessione per capillari in PEEK)



2 PCS

6.2744.080

Adattatore filettatura M6 / UNF 10/32

Con filettatura esterna M6. Per strumenti IC.




2 PCS

6.2744.160

Accoppiatore/UNF 10/32 con dispositivo di sicurezza

Dispositivo di sicurezza per il collegamento di un tubo di pompaggio ad un ugello



4 PCS

6.2747.010

Recipiente per campioni 50 mL

Con tappo a vite blu e graduazione mL. Set da 25 pezzi.




1 PCS

6.2751.110

Protezione dagli schizzi

Protezione dagli schizzi per Sample Processor Advanced IC/VA.



1 PCS

6.2833.020

Supporto per ago 1/8 in. Con tubo di connessione M6

Per Sample Processors. Per collegare tubi in FEP con connettori M6



1 PCS


6.2846.000

Ago per campioni in ossido di zirconio

Ago per campioni per Sample Processor e Autosampler nella voltammetria.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
2.843.0040	843 VA Membrane Pump Station per sistemi compatti VA	
	L'843 Membrane Pump Station dispone di due pompe a membrana integrate che possono essere comandate tramite segnale remoto direttamente dal 797 Compact Computrace. Serve al lavaggio automatico e allo svuotamento della cella di misura in sistemi VA e CVS parzialmente o completamente automatici con il 797 VA Computrace. La variante per la voltammetria dispone di tutti gli accessori per il lavaggio automatico e lo svuotamento della cella di misura.	
2.843.0140	843 VA Peristaltic Pump Station per sistemi compatti VA	
	L'843 Peristaltic Pump Station dispone di due pompe peristaltiche integrate che possono essere comandate tramite segnale remoto direttamente dal 797 Compact Computrace. Serve al lavaggio automatico e allo svuotamento della cella di misura in sistemi VA e CVS parzialmente o completamente automatici con il 797 VA Computrace. La variante per la voltammetria dispone di tutti gli accessori per il lavaggio automatico e lo svuotamento della cella di misura.	
6.2743.050	Recipiente per campioni 11 mL	
	2000 pezzi. Per IC Sample Processors e VA Autosampler. I recipienti per campioni IC sono realizzati in polipropilene (PP) per le applicazioni in ambito sanitario. La produzione e l'imballaggio hanno luogo in condizioni sterili e in camera bianca (camera bianca di classe 7, ai sensi della norma dell'istituto tedesco per la standardizzazione ISO 14644). Ciò garantisce un livello minimo di contaminazione. I recipienti per campioni sono controllati a campione per anioni e cationi lisciviabili.	