




## 843 VA Membrane Pump Station per sistemi compatti VA

2.843.0040

L'843 Membrane Pump Station dispone di due pompe a membrana integrate che possono essere comandate tramite segnale remoto direttamente dal 797 Compact Computrace. Serve al lavaggio automatico e allo svuotamento della cella di misura in sistemi VA e CVS parzialmente o completamente automatici con il 797 VA Computrace.

La variante per la voltammetria dispone di tutti gli accessori per il lavaggio automatico e lo svuotamento della cella di misura.

Parti incluse 2.843.0040

| Qt. | Order no. | Descrizione |
|-----|-----------|-------------|
|-----|-----------|-------------|

1 PCS

1.843.0020

843 Pump Station (membrana)

L'843 Pump Station (membrana) possiede due pompe a membrana integrate. Queste possono essere comandate a scelta tramite l'interfaccia direttamente tramite segnali remoti o manualmente con la pressione di un tasto.



4 PCS

6.1446.040

Stopper con filettatura M6



1 PCS

6.1456.210

Cella di misura / 10-90 mL

Cella di misura per sistemi VA automatici. Cella di diluizione per Advanced IC Sample Processor



1 PCS

6.1602.115

Sifone per bottiglia / S 40 / verde

Per il dosaggio diretto dalla bottiglia del reagente con filettatura S 40 (Merck...).



2 PCS

6.1621.000

Contenitore da 10 L

Come recipiente di lavaggio o di scarico nei sistemi automatizzati



1 PCS

6.1805.020

Tubo in FEP / M6 / 52 cm

Con protezione dalla luce e dalla strozzature



1 PCS

6.1805.100

Tubo in FEP / M6 / 40 cm

Con protezione dalla luce e dalla strozzature



1 PCS

6.1805.180

Tubo in FEP / M6 / 16 cm

Con protezione dalla luce e dalla strozzature



4 PCS      6.1805.530      Tubo in FEP / M6 / 2 m  
Con protezione dalla luce e dalla strozzature



---

1 PCS      6.1808.000      Giunto di connessione M6



---

2 PCS      6.1819.010      Tubo in PTFE  
Come ingresso del gas nelle bottiglie di lavaggio del VA Stand



---

4 PCS      6.1820.010      Adattatore 1/8" tubo del gas/filettatura M6  
Per il collegamento di un tubo del gas 1/8" a una filettatura tipo M6.



1 PCS

6.1828.020

Connettore a cinque tubi M6 per bottiglie

Per il collegamento fino a 5 tubi



---

1 PCS

6.1829.020

Tubo di aspirazione in FEP M6, 0.5 m

Per Unità di dosaggio




---

1 PCS

6.2141.280

Cavo di collegamento 843 Pump Station - 797 VA  
Computrace

Cavo per il collegamento remoto tra 797 VA Computrace e 843 Pump  
Station.



---

1 PCS

6.2621.000

Chiave regolabile

Massima apertura: 20 mm. Per gli strumenti IC



## Accessori opzionali

| Order no.  | Descrizione                                                                                                                             |                                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1621.100 | Tappo per contenitore da 10 L<br><br>Tappo per contenitore da 10-L. Per un trasporto semplice e sicuro dei contenitori pieni.           |    |
| 6.1801.120 | Tubo in PVC / 4 mm / 6 mm / 2 m                                                                                                         |    |
| 6.1808.010 | Accoppiatore 2 X M6<br><br>2 filettature esterne M6. Parte delle connessioni a vite per l'Unità Intercambiabile e il 676 Sample Changer |  |
| 6.1812.000 | Tubo flessibile PTFE 4 mm / 6 mm / 4 m                                                                                                  |  |

6.1820.020

Adattatore M10/M6

Collegamento con filettatura M10 per tubi 6.1812.XXX e filettatura M6 per tubi 6.1805.XXX.



---

6.1828.000

Connessione in PVDF

Per recipiente 6.1621.000.

