



845 Eluent Synthesizer con due Dosino

2.845.0020

Valid ICTM - cromatografia ionica con eluenti certificati Nuovo per cromatografia ionica

- preparazione dell'eluente - completamente automatica ed economica
- Serie di diluizioni - con una accuratezza dell' 1 per mille
- Standards - facile preparazione di miscele precise
- Valid ICTM - tutti i passi sono conformi alla GLP e certificati

845 Eluent Synthesizer: la tecnica più comoda e precisa per preparare le soluzioni IC

- Riduzione significativa dei costi di laboratorio
- Preparazione degli eluenti da una soluzione concentrata ad un prezzo vantaggioso
- Preparazione dell'eluente con un'alta precisione usando la tecnologia del Dosino
- Eccellente riproducibilità delle preparazioni
- Correzione del pH automatica
- Semplice funzionamento con gestione da PC
- Calcoli indipendenti di volumi e concentrazioni
- Eluenti, standard e serie di diluizioni conformi alla GLP certificati
- Sicurezza dei dati grazie all'«Audit Trail, alla firma elettronica e ai diversi livelli di accesso
- Precisione e qualità «Made in Switzerland

Reagenti che sono particolarmente adatti per essere utilizzati con l' 845 Eluent Synthesizer.

Parti incluse 2.845.0020

Qt.	Order no.	Descrizione
-----	-----------	-------------

1 PCS 1.845.0020 845 Eluent Synthesizer con due Dosino

Valid ICTM - cromatografia ionica con eluenti certificatiNuovo per cromatografia ionica

- preparazione dell'eluente - completamente automatica ed economica
- Serie di diluizioni - con una accuratezza dell' 1 per mille
- Standards - facile preparazione di miscele precise
- Valid ICTM - tutti i passi sono conformi alla GLP e certificati




845 Eluent Synthesizer: la tecnica più comoda e precisa per preparare le soluzioni IC

- Riduzione significativa dei costi di laboratorio
- Preparazione degli eluenti da una soluzione concentrata ad un prezzo vantaggioso
- Preparazione dell'eluente con un'alta precisione usando la tecnologia del Dosino
- Eccellente riproducibilità delle preparazioni
- Correzione del pH automatica
- Semplice funzionamento con gestione da PC
- Calcoli indipendenti di volumi e concentrazioni
- Eluenti, standard e serie di diluizioni conformi alla GLP certificati
- Sicurezza dei dati grazie all'«Audit Trail, alla firma elettronica e ai diversi livelli di accesso
- Precisione e qualità «Made in Switzerland

Reagenti che sono particolarmente adatti per essere utilizzati con l' 845 Eluent Synthesizer.

1 PCS 6.1602.180 Adattatore per bottiglia all' 845

Adattatore alla bottiglia dell'elunte dell' Eluent Synthesizer senza correzione di pH.



2 PCS

6.1838.000

Tubo di connessione in FEP all' 845, 1 x M6 / 45 cm

Tubi di connessione dall' Eluent Synthesizer alla bottiglia dell'eluente



2 PCS

6.2248.010

Placca magnetica, 15 x 68 mm, 3 pezzi

All' Eluent Synthesizer



1 PCS

6.1546.030

Pinza per pistone

Per pistoni delle 807 Dosing Unit o unità cilindro OMNIS.



1 PCS

6.1608.070

Bottiglia per eluente / 2 L / GL 45




5 PCS

6.1803.130

Capillare 1/8 in. / 1/16 in. i.d. / 1.5 m

Capillare di connessione dalle soluzioni primarie all' Eluent Synthesizer



1 PCS

6.1816.020

Tubo in silicone 6 mm i.d., 1 m

Per tubi di scarico



1 PCS

6.1903.060

Barra di agitazione / 30 mm

Barra d'agitazione magnetica, ricoperta in PTFE, lunghezza 30 mm. Per Eluent Synthesizer.



1 PCS

6.2151.000

Cavo USB A – Mini-DIN a 8 poli

Cavo controller.



1 PCS

6.2739.000

Chiave inglese

Per fissare le connessioni



2 PCS

6.2744.170

Viti di fissaggio in PEEK UNF 1/4-28, 3 pezzi

Per fissare i capillari di connessione delle soluzioni di partenza dell' Eluent Synthesizer



1 PCS

6.2803.010

Grasso (2 g)

Qualità speciale (senza silicone). Per connessioni smerigliate senza grasso vedere 6.2713.XXX



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.5329.000	Kit per correzione di pH sull' 845 Eluent Synthesizer Correzione di pH per Eluent Synthesizer. Incluso elettrodo di pH e accessori aggiuntivi.	
6.1602.160	Sifone per bottiglia per eluenti e reagenti GL - 45 Per bottiglie di eluente, reagente e di lavaggio con connessioni per tubo di assorbimento e tubo di aspirazione.	
6.1608.030	Bottiglia / 1000 mL / GL 45	
6.1609.000	Tubo di essiccazione, largo e curvo Per riempire con materiale di assorbimento.	

6.2023.020

Clip per SGJ 14/15

Clip per SGJ 14/16



6.2307.230

Soluzioni tampone di pH, pH 4/7/9

Set di tamponi composti ognuno da 10 sacchetti (30 mL) di soluzioni tampone di pH, pH 4/7/9

