




IC Amperometric Detector


2.850.9110

Rilevatore amperometrico compatto e intelligente per gli strumenti IC intelligenti. La straordinaria selettività grazie alle quattro modalità di misurazione: DC, PAD, flexIPAD e CV, nonché l'eccellente rapporto segnale/rumore e la rapidissima disponibilità per la misurazione garantiscono la massima precisione della misurazione.

Parti incluse 2.850.9110

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	1.850.9110	IC Amperometric Detector

Rilevatore amperometrico compatto e intelligente per gli strumenti IC intelligenti. La straordinaria selettività grazie alle quattro modalità di misurazione: DC, PAD, flexIPAD e CV, nonché l'eccellente rapporto segnale/rumore e la rapidissima disponibilità per la misurazione garantiscono la massima precisione della misurazione.



1 PCS

6.1831.010

Capillare in PEEK 0.25 mm i.d. / 3 m

Per tutti i componenti IC




1 PCS

6.2165.000

Cavo di collegamento per 61257XXX

Cavo di collegamento per cella per rivelatore amperometrica.



1 PCS

6.2744.014

Viti di fissaggio 2x

Con connessione UNF 10/32. Per strumenti IC, dialisi in linea
(connessione per capillari in PEEK)



1 PCS

6.2813.040

Dummy cell per IC Amperometric Detector.

Dummy cell per test prestazionali.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.5333.000	Kit IQ/OQ per IC Il kit IQ/OQ per IC contiene tutti i pezzi e le soluzioni standard che sono necessarie per IQ/OQ nella cromatografia ionica.	
6.5337.000	Equipaggiamento IC cella Wall-Jet: senza elettrodi Equipaggiamento composto da cella Wall-Jet con accessori supplementari, senza elettrodo.	
6.5337.010	Equipaggiamento IC cella Wall-Jet: Carb (Au, Pd) Equipaggiamento composto da cella Wall-Jet con accessori supplementari. Per l'analisi dei carboidrati con un elettrodo da lavoro in oro e uno di riferimento Pd.	
6.5337.020	Equipaggiamento IC cella Wall-Jet: cianuro (Ag, Pd) Equipaggiamento composto da cella Wall-Jet con accessori supplementari. Per l'analisi del cianuro con un elettrodo da lavoro in argento e uno di riferimento Pd.	

6.5337.030

Equipaggiamento IC cella Wall-Jet: anione (GC, Ag/AgCl).

Equipaggiamento composto da cella Wall-Jet con accessori supplementari. Per l'analisi anionica con un elettrodo Glassy-Carbon e un elettrodo di riferimento Ag/AgCl.



6.1257.010

Cella Wall Jet

Cella del rivelatore con geometria Wall Jet.



6.1257.210

Elettrodo di lavoro Au, 3 mm

Elettrodo di lavoro in oro per il rilevamento amperometrico, 3 mm di diametro.



6.1257.220

Elettrodo di lavoro GC

Elettrodo di lavoro in Glassy Carbon per il rilevamento amperometrico, 3 mm di diametro.



6.1257.230

Elettrodo di lavoro Pt

Elettrodo di lavoro in platino per il rilevamento amperometrico, 3 mm di diametro.



6.1257.240

Elettrodo di lavoro Ag

Elettrodo di lavoro in argento per il rilevamento amperometrico, 3 mm di diametro.



6.1257.260

Elettrodo di lavoro Au, 2 mm

Elettrodo di lavoro in oro per il rilevamento amperometrico, 2 mm di diametro.



6.1257.720

Elettrodo di riferimento Ag/AgCl per 6.1257.xxx

Elettrodo di riferimento Ag/AgCl per il rilevamento amperometrico.



6.1257.740

Elettrodo di riferimento Pd per 6.1257.xxx

Elettrodo di riferimento in palladio per il rilevamento amperometrico



6.1257.810

Spacer 50 µm per cella Wall Jet.

Spacer 50 µm per la cella Wall Jet amperometrica, 3 unità.



6.1257.830

Spacer 25 µm per cella Wall Jet

Spacer 25 µm per la cella Wall Jet amperometrica, 3 unità.



6.1257.100

Cella thin layer

Cella del rivelatore amperometrico con geometria thin layer. Per applicazioni e sistemi particolari con una maggiore contropressione (ad es. accoppiamenti MS nell'amperometria).



6.5337.200

Equipaggiamento IC cella Thin-Layer: senza elettrodi

Equipaggiamento composto da cella Thin-Layer con accessori supplementari, senza elettrodi.



6.2802.200

Set di manutenzione per elettrodi di lavoro 6.1257.2XX

Attrezzo per la rimozione di materiali PEEK sopranatanti e per la successiva lucidatura degli elettrodi da lavoro incl. dischi di lucidatura.



6.2802.210

Dischi di lucidatura per set di manutenzione 6.2802.200

Dischi di lucidatura di ricambio per set di di manutenzione degli elettrodi da lavoro 6.1257.2XX.



6.1257.820

Spacer 50 μ m per la cella Thin Layer

Spacer 50 μ m per la cella amperometrica thin layer, 3 pezzi



6.1257.840

Spacer 25 µm per cella thin layer

Spacer 25 µm per la cella amperometrica thin layer, 3 pezzi.



6.1257.270

Elettrodo di lavoro in rame, 2 mm

Elettrodo di lavoro in rame per il rilevamento amperometrico, diametro 2 mm. Elettrodo di lavoro alternativo all'elettrodo in oro nell'analisi dei carboidrati.



6.5000.200

Kit accessori: IC Amperometric Detector

Kit accessori opzionale per IC Amperometric Detector per determinazioni in soluzioni poco conduttive.



6.5337.210

Equipaggiamento IC: cella Thin-Layer: Carb (Au, Pd)

Equipaggiamento composto da cella Thin-Layer con accessori aggiuntivi, con elettrodi per l'analisi dei carboidrati con un elettrodo da lavoro in oro e un elettrodo di riferimento in Pd.

