



889 IC Sample Center Basic - cool

2.889.0040

Lo strumento 889 IC Sample Center Basic – cool è la soluzione di automazione idonea quando si dispone solo di una quantità molto ridotta di campione. Rispetto all'889 IC Sample Center Basic dispone anche di una funzione di raffreddamento ed è quindi il campionatore ideale per campioni biochimicamente rilevanti o termicamente instabili.

Il trasferimento del campione avviene con una pompa peristaltica nel sistema IC o con un 800 Dosino, per esempio utilizzando la tecnica di iniezione intelligente Partial-Loop.

Supportato da MagIC Net 4.1 e versioni successive.

Parti incluse 2.889.0040

Qt.	Order no.	Descrizione
-----	-----------	-------------

2 PCS 6.1807.010 Connettore a Y per tubo 6-9 mm i.d.
Connessione per i tubi di scarico



2 PCS 6.1816.070 Tubo in silicone 8/12 mm, 1 m
Per IC Sample Center



2 PCS 6.2041.200 Rack dei campioni, 48 x 11 mL, (Al)

Rack dei campioni per 889 IC Sample Center adatto a 48 provette.
Possono essere utilizzate le seguenti provette: 6.2743.100, 6.2743.107,
6.2743.110, 6.2743.117.

Materiale: alluminio (Al)



1 PCS 6.2151.020 Cavo USB A - USB B 1.8 m
Cavo di collegamento USB



1 PCS

6.2743.107

Vial in PP 0,7 mL per IC Sample Center. 100 pz.

100 vial



1 PCS

6.2743.127

Setto per 6.2743.1XX Si/PTFE

100 pezzi



1 PCS

6.2744.010

Viti di fissaggio 5x

Con connessione UNF 10/32. Per strumenti IC, dialisi in linea
(connessione per capillari in PEEK)



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.1448.057	Tappi con setto in alluminio / 100 pezzi Inclusa chiusura in Al.	
6.1448.067	Tappo a vite con setto, 100 pz. Tappo a vite con setto, adatto per vial da 8 mL 6.2420.007, 100 pezzi	
6.2041.210	Rack dei campioni, 12 x 6 mL, (Al) Rack dei campioni per 889 IC Sample Center adatto a 12 provette. Possono essere utilizzate le seguenti provette: 6.2419.000. Materiale: alluminio (Al)	
6.2419.007	Vial da 6 mL, 100 pezzi Vial per campioni fino a 6 mL, adatto a setto 6.1448.057, 100 pezzi	

6.2420.007

Vial con filettatura da 8 mL, 100 pezzi

Vial con filettatura da 8 mL, adatto per tappo a vite 6.1448.067, 100 pezzi



6.2621.110

Pinza

Pinza per la chiusura delle vial del campione da 6 mL. Da usare con il 774 Oven Sample Processor.



6.2743.100

Vial in PP 0,7 mL per IC Sample Center. 1000 pz.

1000 vial



6.2743.107

Vial in PP 0,7 mL per IC Sample Center. 100 pz.

100 vial




6.2743.110 Vial in PP 0,3 mL per IC Sample Center, 1000 pz.
1000 vial



6.2743.117 Vial in PP 0,3 mL per IC Sample Center, 100 pz.
100 vial.



6.2743.120 Setto per 6.2743.1XX Si/PTFE
1000 pezzi



6.7303.100 Vial in vetro, 1,5 mL, 100 pezzi


Per l'utilizzo con i seguenti campionatori: Liquid Autosampler CIC (TEI),
MMS 5000 Autosampler (AJ) e 889 Sample Center.



6.7303.110

Setto per 67303100, 100 pezzi

Per l'utilizzo con il 67303100 Glass Vial sui seguenti campionatori: Liquid Autosampler CIC (TEI), MMS 5000 Autosampler (AJ) e 889 Sample Center.



6.05330.220

Equipaggiamento IC: full loop, PP, 889 Basic

L'equipaggiamento IC contiene tutti gli accessori necessari per trasferire i campioni da 889 IC Sample Center Basic con la pompa peristaltica ai cromatografi ionici.



6.2816.220

Ago con capillari, 79 µL

Per 889 IC Sample Center Basic



6.05330.230

Equipaggiamento IC: MiPT, 889 Basic

Kit di accessori per il montaggio di un Dosino per l'iniezione a loop parziale in combinazione con 889 Basic (28890030 e 28890040)

