



919 IC Autosampler plus per VA

2.919.0130

Il 919 IC Autosampler plus per VA è adatto a piccole serie di campioni di determinazioni di tracce completamente automatizzate di metalli pesanti con polarografia e voltammetria insieme agli apparecchi Professional VA e al software viva. Il sistema è comandato direttamente dal software viva e consente il cambio di metodo automatico tra diversi tipi di determinazione. Il rack di campioni fornito ospita 28 campioni di massimo 10 mL.

Il 919 IC Autosampler plus per VA viene fornito con accessori, rack dei campioni e cavo di collegamento per la creazione di una postazione di lavoro completa, ma senza le dotazioni di lavaggio.

Parti incluse 2.919.0130

Qt.	Order no.	Descrizione
-----	-----------	-------------

1 PCS

1.919.0020

919 IC Autosampler plus

L'919 IC Autosampler plus soddisfa i requisiti di laboratori con una media quantità di campioni. Con esso è possibile automatizzare i vari cromatografi ionici della gamma Metrohm.



1 PCS

6.1453.250

Beaker per campioni in plastica (PP) da 250 mL, 1 pezzo

Beaker per campioni in plastica (polipropilene, PP) da 250 mL, adatto ai rack dei campioni 6.2041.310, 6.2041.400, 6.2041.430, 6.2041.510, 6.2041.820, 6.2068.020 e 6.2068.030, 1 pezzo



1 PCS

6.1803.160

Capillari PTFE 0,75 mm diam. int./3 m

Capillari PTFE per l'utilizzo nel 920 Absorber Module.



1 PCS

6.1815.010

Fascia a spirale da 0.5 m

Per tenere insieme differenti cavi o tubi




2 PCS

6.1826.020

Tubo di pompaggio in PVC (blu/blu)

Per gli strumenti online IC e l'automazione in voltammetria.



1 PCS

6.1831.020

Capillare in PEEK 0.75 mm i.d., 22 cm

Per tutti i componenti IC



1 PCS

6.2041.510

Rack dei campioni, 56 x 11 mL e 1 x 250 mL, (PVC)

Rack dei campioni per 919 Autosampler plus, 858 Professional Sample Processor adatto a 56 vial e 1 flacone per risciacquo. Possono essere utilizzati i seguenti vial e flaconi per risciacquo: tubi di digestione (CSB) da 100 mL.

Plastica: cloruro di polivinile (PVC)



1 PCS

6.2151.000

Cavo USB A – Mini-DIN a 8 poli

Cavo controller.



1 PCS

6.2621.080

Strumento di taglio per capillari

Strumento per il taglio semplice di capillari in plastica, 1/16" e 1/8", con 5 lame di ricambio incluse.



1 PCS

6.2621.090

Chiave inglese 1/2 in.

Per viti di fissaggio da 1/2 in. Per IC Sample Processors



1 PCS

6.2621.100

Chiave a brugola da 3 mm per IC Sample Processor



1 PCS

6.2621.130

Chiave esagonale 2 mm

2 mm.



1 PCS

6.2739.000

Chiave inglese

Per fissare le connessioni



1 PCS

6.2743.057

Recipiente per campioni 11 mL

200 pezzi. Per IC Sample Processors e VA Autosampler.

I recipienti per campioni IC sono realizzati in polipropilene (PP) per le applicazioni in ambito sanitario. La produzione e l'imballaggio hanno luogo in condizioni sterili e in camera bianca (camera bianca di classe 7, ai sensi della norma dell'istituto tedesco per la standardizzazione ISO 14644). Ciò garantisce un livello minimo di contaminazione. I recipienti per campioni sono controllati a campione per anioni e cationi lisciviabili.



2 PCS

6.2744.010

Viti di fissaggio 5x

Con connessione UNF 10/32. Per strumenti IC, dialisi in linea (connessione per capillari in PEEK)




2 PCS

6.2744.160

Accoppiatore/UNF 10/32 con dispositivo di sicurezza

Dispositivo di sicurezza per il collegamento di un tubo di pompaggio ad un ugello



1 PCS

6.2833.030

Supporto per ago 1/8 poll. per 863 Compact Autosampler

Supporto per ago 1/8 poll. per 863 Compact Autosampler



1 PCS

6.2846.000

Ago per campioni in ossido di zirconio

Ago per campioni per Sample Processor e Autosampler nella voltammetria.

