



NIRS XDS RapidContent Solids Module

2.921.0120

Analisi veloci e non distruttive di sostanze solide e liquide

Il NIRS XDS RapidContent Analyzer consente analisi veloci e non distruttive di ricette e sostanze solide e liquide. Il campione viene centrato con l'aiuto di un adattatore Iris e così viene aumentata la riproducibilità dell'analisi. Il riflettore in oro consente la misurazione di campioni liquidi. Il Solids Module del NIRS XDS RapidContent Analyzer estende l'analisi praticamente a tutte le forme di campioni solidi, dalle polveri fini fino al materiale a grana grossa, pellet e fiocchi.

Parti incluse 2.921.0120

Qt.	Order no.	Descrizione
-----	-----------	-------------

Analisi veloci e non distruttive di sostanze solide e liquide

Il NIRS XDS RapidContent Analyzer consente analisi veloci e non distruttive di ricette e sostanze solide e liquide. Il campione viene centrato con l'aiuto di un adattatore Iris e così viene aumentata la riproducibilità dell'analisi. Il riflettore in oro consente la misurazione di campioni liquidi. Il Solids Module del NIRS XDS RapidContent Analyzer estende l'analisi praticamente a tutte le forme di campioni solidi, dalle polveri fini fino al materiale a grana grossa, pellet e fiocchi.



Cella di campionamento NIRS XDS per la misurazione della riflessione di campioni con superfici differenti.



Adattatore Iris per la focalizzazione di piccoli recipienti del campione, standard di riflessione, vial diversi o recipienti per transflessione nel NIRS XDS RCA Analyzer, NIRS XDS MasterLab Analyzer e NIRS XDS MultiVial Analyzer



Per la calibrazione del monocromatore con il modulo di campionamento è richiesto uno standard di riflessione.

Per il fissaggio dello standard di calibrazione viene utilizzato un supporto in cui viene posizionato lo standard.

È necessario uno standard di riflessione e il relativo supporto per:

- NIRS XDS MultiVial Analyzer (numero ordine d'acquisto: 29211210)
- NIRS XDS MasterLab Analyzer (numero ordine d'acquisto: 2.921.1310)



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.7402.200	Tappi di chiusura per 6.7402.110 123 tappi di chiusura per provette monouso da 15 mm per riflessione.	
6.7402.210	Tappi di chiusura per 6.7402.120 225 tappi di chiusura per provette monouso da 19 mm per riflessione.	
6.7402.220	Tappi di chiusura per 6.7402.130 172 tappi di chiusura per provette monouso da 22 mm per riflessione.	
6.7402.230	Tappi di chiusura per 6.7402.140 216 tappi di chiusura per provette monouso da 28 mm per riflessione.	

6.7402.110

Vial monouso, 15 mm, riflessione

123 vial monouso in vetro richiudibili con diametro di 15 mm per l'analisi di solidi in riflessione. Adatti per l'analizzatore di solidi NIR delle famiglie di prodotti XDS, DS2500 e OMNIS.



6.7402.120

Vial monouso, 19 mm, riflessione

225 vial monouso in vetro richiudibili con diametro di 19 mm per l'analisi di solidi in riflessione. Adatti per l'analizzatore di solidi NIR delle famiglie di prodotti XDS, DS2500 e OMNIS.



6.7402.130

Vial monouso, 22 mm, riflessione

172 vial monouso in vetro richiudibili con diametro di 22 mm per l'analisi di solidi in riflessione. Adatti per l'analizzatore di solidi NIR delle famiglie di prodotti XDS, DS2500 e OMNIS.



6.7402.140

Vial monouso, 28 mm, riflessione

216 vial monouso in vetro richiudibili con diametro di 28 mm per l'analisi di solidi in riflessione. Adatti ai seguenti analizzatori:

- NIRS DS2500 Analyzer
- NIRS XDS RapidContent (Solid) Analyzer
- NIRS XDS MultiVial Analyzer
- NIRS XDS Masterlab Analyzer

