



NIRS XDS RapidLiquid Module

2.921.0410

Analisi veloci e precise di liquidi e sospensioni di tutti i tipi

Il NIRS XDS RapidLiquid Analyzer consente analisi veloci e precise di sostanze e ricette liquide. I risultati di misurazione precisi ottenuti premendo un pulsante rendono il NIRS XDS RapidLiquid Analyzer una soluzione affidabile e semplice per il controllo della qualità in laboratorio e nel processo. I campioni vengono posti in cuvette in quarzo utilizzabili più volte o in cuvette monouso in vetro, una camera di campionamento temperata provvede a condizioni di analisi riproducibili e quindi a risultati di misurazione esatti.

Parti incluse 2.921.0410

Qt.	Order no.	Descrizione
-----	-----------	-------------

Analisi veloci e precise di liquidi e sospensioni di tutti i tipi

Il NIRS XDS RapidLiquid Analyzer consente analisi veloci e precise di sostanze e ricette liquide. I risultati di misurazione precisi ottenuti premendo un pulsante rendono il NIRS XDS RapidLiquid Analyzer una soluzione affidabile e semplice per il controllo della qualità in laboratorio e nel processo. I campioni vengono posti in cuvette in quarzo utilizzabili più volte o in cuvette monouso in vetro, una camera di campionamento temperata provvede a condizioni di analisi riproducibili e quindi a risultati di misurazione esatti.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.7403.030	Supporto XDS per vial monouso da 10 mm (6.7402.100) Supporto per vial monouso di vetro con diametro di 10 mm.	
6.7403.020	Supporto XDS per vial monouso da 2 mm (6.7402.070) Supporto per vial monouso di vetro con diametro di 2 mm.	
6.7403.000	Supporto NIRS XDS per vial monouso da 8 mm (6.7402.000) Supporto per vial monouso di vetro con diametro di 8 mm.	
6.7402.070	Vial monouso, diametro 2 mm, trasmissione 200 vial monouso in vetro (borosilicato) richiudibili con diametro di 2 mm per l'analisi di liquidi in trasmissione. Compatibile con: • Supporto OMNIS NIR, vial, 2 mm (6.07401.050) • DS2500 holder per celle a flusso (6.7492.000)	

6.7402.100 Vial monouso, diametro 10 mm, trasmissione

195 vial monouso in vetro (borosilicato) richiudibili con diametro di 10 mm per l'analisi di liquidi in trasmissione.

Compatibile con:

- Supporto OMNIS NIR, vial, 10 mm (6.07401.080)
- DS2500 holder per vial usa e getta da 4 mm (6.7492.030)



6.7402.240 Vial monouso, 8 mm, trasmissione, num. 100

100 vial monouso in vetro (borosilicato) con lunghezza del cammino ottico di 8 mm per l'analisi di liquidi in trasmissione. I vial monouso sono forniti con i relativi tappi di chiusura (numero di pezzi = 100).

Compatibile con:

- Supporto OMNIS NIR, vial, 8 mm (6.07401.070)
- DS2500 holder per vial usa e getta da 8 mm (6.7492.020)



6.7402.260 Tappi di chiusura per vial monouso, 4 mm, num. 100

100 tappi di chiusura per vial monouso da 4 mm, per trasmissione (6.7402.250).

