



NIRS XDS Transmission OptiProbe Module

2.921.0520

Sistema di misura robusto per il monitoraggio di reazione di liquidi in impianti di ricerca e pilota

Il NIRS XDS Transmission OptiProbe Analyzer consente una determinazione efficiente della composizione di prodotti acquosi, liquidi chiari e solventi, nonché di campioni viscosi. Lo strumento è ugualmente adatto sia all'utilizzo in impianti di ricerca, sia per applicazioni at-line nell'ambito dello scale-up dei processi produttivi. Per i campioni viscosi sono disponibili vial monouso NIRS in vetro che limitano la pulizia al minimo. Il NIRS Vial Heater, disponibile come opzione, consente l'analisi di campioni fino a una temperatura di 200 °C.

Parti incluse 2.921.0520

Qt.	Order no.	Descrizione
-----	-----------	-------------

Sistema di misura robusto per il monitoraggio di reazione di liquidi in impianti di ricerca e pilota

Il NIRS XDS Transmission OptiProbe Analyzer consente una determinazione efficiente della composizione di prodotti acquosi, liquidi chiari e solventi, nonché di campioni viscosi. Lo strumento è ugualmente adatto sia all'utilizzo in impianti di ricerca, sia per applicazioni at-line nell'ambito dello scale-up dei processi produttivi. Per i campioni viscosi sono disponibili vial monouso NIRS in vetro che limitano la pulizia al minimo. Il NIRS Vial Heater, disponibile come opzione, consente l'analisi di campioni fino a una temperatura di 200 °C.



Dispositivo di calibrazione NIRS per sonda di trasmissione

