



MIRA M-1 Advanced Package

2.923.0020

I Metrohm Instant Raman Analyzer (MIRA) sono spettrometri portatili Raman ad alte prestazioni per analisi rapide e non distruttive di campioni chimici e farmaceutici, sia liquidi sia solidi. Poco più grande di uno smartphone, gli spettrometri MIRA lavorano, unici tra gli spettrometri portatili Raman al momento disponibili sul mercato, secondo il principio Orbital Raster Scan (ORS). Con l'Advanced Package è possibile analizzare polveri, granulati o liquidi con gli adattatori point and shoot direttamente nelle loro confezioni. In alternativa i campioni possono essere posti anche in piccoli vial.

Parti incluse 2.923.0020

Qt.	Order no.	Descrizione
-----	-----------	-------------

I Metrohm Instant Raman Analyzer (Mira) sono spettrometri portatili Raman ad alte prestazioni per analisi rapide e non distruttive di campioni chimici e farmaceutici, sia liquidi sia solidi. Poco più grande di uno smartphone, gli spettrometri Mira lavorano, unici tra gli spettrometri portatili Raman al momento disponibili sul mercato, secondo il principio Orbital Raster Scan (ORS). Con l'Advanced Package è possibile analizzare polveri, granulati o liquidi con gli adattatori point and shoot direttamente nelle loro confezioni. In alternativa i campioni possono essere posti anche in piccoli vial.



Caricatore USB per 946 Portable VA Analyzer.

Alimentatore per l'alimentazione elettrica del 6.1115.100 Optrode, se su uno strumento Metrohm non è presente un connettore USB apposito (come ad es. in strumenti più vecchi).



1.5 V tipo LR6. Set di 4 pezzi. Da usare con 704 pH Meter, 773 pH/mV Simulator



1 PCS

6.2151.110

Cavo USB, 1.8 m

For connecting USB instruments.



1 PCS

6.7430.060

Panno di pulizia in microfibra

Panno di pulizia per schermi e ottiche.



1 PCS

6.7502.000

Vial in vetro per Mira M-1 Basic e Advanced Package

Vial in vetro adatti per l'utilizzo con Mira M-1 Basic e Advanced Package.



1 PCS

6.7502.100

Supporto per vial per Mira M-1 Advanced Package

Supporto per vial per l'utilizzo con Mira M-1 Advanced Package.




1 PCS

6.7520.000

Adattatore point and shoot (SWD) per Mira M-1
Advanced Package

Adattatore point and shoot (SWD) per Mira M-1 Advanced Package con
una lunghezza focale di 1,00 mm.




1 PCS

6.7520.010

Adattatore point and shoot (LWD) per Mira M-1
Advanced Package

Adattatore point and shoot (LWD) per Mira M-1 Advanced Package con
una lunghezza focale di 7.6 mm.



1 PCS

6.7550.000

Standard di calibrazione ABS/TiO₂

ABS/TiO₂ Standard per la calibrazione delle scale di numeri d'onda dello
spettrometro Mira.



1 PCS

6.7560.010

Occhiali di protezione da laser per Mira M-3/P/DS

Quando si utilizzano i prodotti Mira, è necessario adottare le necessarie
precauzioni di sicurezza per il laser. Questi occhiali di protezione per
lunghezza d'onda di eccitazione di 785 nm garantiscono la protezione ai
sensi della norma EN 207 (adatti anche a coloro che portano gli occhiali).
Grazie alla loro leggerezza e comodità, con questi occhiali di protezione
da laser potrete lavorare a lungo senza problemi.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.6071.000	Software Mira Cal

Il software Mira Cal, dal facile utilizzo, serve principalmente per la memorizzazione dei dati, per il trasferimento dei dati e l'attivazione /disattivazione delle librerie spettrali. Mira Cal è inoltre ideale per utilizzare il principio della "open library". È così possibile creare librerie adatte a un problema particolare.

