



Syntrode con testa con connettore S (lunghezza 58,0 cm)

6.00249.540

Elettrodo per pH combinato, lunghezza di inserimento 50,0 cm con testa con connettore S. Questo elettrodo è particolarmente indicato:

- per l'impiego nella sintesi e nei bioreattori, ad es. per titolazioni STAT
- a temperatura elevata
- per misure a lungo termine

Grazie al diaframma fisso a smeriglio, l'elettrodo è insensibile allo sporco e dispone di vasi di riserva per gli elettroliti di riferimento.

Elettrolita di riferimento: $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol / L}$, conservazione in una soluzione di conservazione.
In alternativa: elettrolita di riferimento per misure a $T > 80^\circ\text{C}$: Idrolyte, conservazione in Idrolyte.

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
-----------	-------------

6.2308.020

Electrolita 3 mol/L KCl (250 mL)

Soluzione elettrolitica $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$, 250 mL (per sistemi di riferimento Ag/AgCl)



6.2308.040

Idrolyte(250 mL)

Idrolyte (per elettrodo 6.0224.100 e Unitrode a T 80°C)



6.2323.000

Aufbewahrungslösung

Aufbewahrungslösung für alle kombinierten pH-Glaselektroden mit Bezugselektrolyt $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$



6.2325.000

pHit kit

Kit di manutenzione per elettrodi pH

Il kit contiene:

- soluzione detergente 50 mL
- soluzione KCl 50 mL 3M KCl
- soluzione di conservazione, 50 mL
- 2 contenitori per la conservazione
- Istruzioni per l'uso



Solo la cura regolare e preventiva della membrana di vetro pH e del diaframma possono garantire misure affidabili nel lungo termine. La pulizia mediante cauterizzazione con sostanze chimiche tossiche o un trattamento meccanico del diaframma non solo è complicata e costosa, ma accelera anche l'invecchiamento dell'elettrodo di vetro per pH.

La soluzione detergente è stata sviluppata per una pulizia semplice e delicata degli elettrodi di vetro per pH. Con l'applicazione regolare è possibile prolungare notevolmente la loro durata.

Questa soluzione detergente fa parte anche del pHit kit.

