



Syntrode con Pt1000 (lunghezza 51,8 cm)

6.00249.600

Elettrodo per pH combinato con rilevatore di temperatura Pt1000 integrato, lunghezza di inserimento 43,8 cm.

Questo elettrodo è particolarmente indicato:

- per l'impiego nella sintesi e nei bioreattori, ad es. per titolazioni STAT
- a temperatura elevata
- per misurazioni a lungo termine

Grazie al diaframma fisso a smeriglio, l'elettrodo è insensibile allo sporco e dispone di vasi di riserva per gli elettroliti di riferimento.

Elettrolita di riferimento: $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol / L}$, conservazione in soluzione di conservazione.

In alternativa: elettrolita di riferimento per misurazioni a $T > 80^\circ\text{C}$: Idrolyte, conservazione in Idrolyte.

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
-----------	-------------

6.2104.600

Cavo dell'elettrodo per testa a spina U/ spina F 2x2 mm B, 1m

Per il collegamento di elettrodi con testa a spina U agli strumenti
Metrohm (connettore F)



6.2104.610

Cavo dell'elettrodo per testa a spina U/spina F + 2x2 mm B, 2m

Per il collegamento di elettrodi con testa a spina U agli strumenti
Metrohm (connettore F)



6.2323.000

Aufbewahrungslösung

Aufbewahrungslösung für alle kombinierten pH-Glaselektroden mit
Bezugselektrolyt $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$



6.2308.020

Electrolita 3 mol/L KCl (250 mL)

Soluzione elettrolitica $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$, 250 mL (per sistemi di riferimento
Ag/AgCl)



6.1236.050

Giunto conico SGJ 14/12 mm

Giunto conico con SGJ 14/12 mm, polietilene



6.2008.040

Porta punta

Insieme al supporto 6.2008.050, fornisce un supporto per l'elettrodo per le 807 Dosing Unit.



6.2325.000

pHit kit

Kit di manutenzione per elettrodi pH

Il kit contiene:

- soluzione detergente 50 mL
- soluzione KCl 50 mL 3M KCl
- soluzione di conservazione, 50 mL
- 2 contenitori per la conservazione
- Istruzioni per l'uso



6.2325.100

Soluzione detergente 3 x 50 mL

Solo la cura regolare e preventiva della membrana di vetro pH e del diaframma possono garantire misure affidabili nel lungo termine. La pulizia mediante cauterizzazione con sostanze chimiche tossiche o un trattamento meccanico del diaframma non solo è complicata e costosa, ma accelera anche l'invecchiamento dell'elettrodo di vetro per pH.

La soluzione detergente è stata sviluppata per una pulizia semplice e delicata degli elettrodi di vetro per pH. Con l'applicazione regolare è possibile prolungare notevolmente la loro durata.

Questa soluzione detergente fa parte anche del pHit kit.



6.2103.150

Adattatore rosso spina 4 mm / presa 2 mm

Adattatore per collegare gli elettrodi con spina da 2 mm a strumenti con presa da 4 mm (banana)



6.2308.040

Idrolyte(250 mL)

Idrolyte (per elettrodo 6.0224.100 e Unitrode a T 80°C)

