



Doppio elettrodo ad anello Au

6.00353.100

Elettrodo con stelo di vetro con due anelli d'oro polarizzati per le titolazioni redox (titolazione bivalentmetrica).

Questo elettrodo è perfetto per la determinazione di vitamina C e si pulisce facilmente anche in caso di campioni molto appiccicosi.

Parti incluse 6.00353.100

Qt.	Order no.	Descrizione
10 Stk	6.1236.050	Giunto conico SGJ 14/12 mm
		Giunto conico con SGJ 14/12 mm, polietilene



Insieme al supporto 6.2008.050, fornisce un supporto per l'elettrodo per le 807 Dosing Unit.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.2104.020	Cavo per elettrodo 1 m, F Per la connessione dell'elettrodo con attacco Metrohm G agli strumenti Metrohm (presa F)	
6.02104.040	Cavo dell'elettrodo testa a spina G (pol.) / spina P, 0,55 m Cavo per il collegamento di un elettrodo analogico polarizzabile (testa a spina G) a un modulo di misura analogico di OMNIS.	
6.02104.050	Cavo dell'elettrodo testa a spina G (pol.) / spina P, 1,5 m Cavo per il collegamento di un elettrodo analogico polarizzabile (testa a spina G) a un modulo di misura analogico di OMNIS.	