



Elettrodo iono-selettivo combinato F-ISE con Pt1000

6.00500.600

Elettrodo combinato fluoruro-selettivo con membrana in cristallo con sensore di temperatura integrato Pt1000.

Questo elettrodo iono-selettivo è adatto per:

- misure di ioni di F^- (10^{-6} mol/L fino a sat.)
- misure di ioni automatizzate
- titolazioni

Elettrolita di riferimento: $c(KCl) = 3$ mol/L

L'elettrodo è conservato nell'elettrolita di riferimento.

Parti incluse 6.00500.600

Qt.	Order no.	Descrizione
-----	-----------	-------------

100 Stk

6.1236.050

Giunto conico SGJ 14/12 mm

Giunto conico con SGJ 14/12 mm, polietilene



100 Stk


6.2008.040

Porta punta

Insieme al supporto 6.2008.050, fornisce un supporto per l'elettrodo per le 807 Dosing Unit.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.2104.600	Cavo dell'elettrodo per testa a spina U/ spina F 2x2 mm B, 1m Per il collegamento di elettrodi con testa a spina U agli strumenti Metrohm (connettore F)	
6.2104.610	Cavo dell'elettrodo per testa a spina U/spina F + 2x2 mm B, 2m Per il collegamento di elettrodi con testa a spina U agli strumenti Metrohm (connettore F)	
6.02104.600	Cavo dell'elettrodo testa a spina U / spina P, 0,55 m Cavo per il collegamento di un elettrodo analogico con testa a spina U a un modulo di misura analogico di OMNIS.	
6.02104.610	Cavo dell'elettrodo testa a spina U / spina P, 1,5 m Cavo per il collegamento di un elettrodo analogico con testa a spina U a un modulo di misura analogico di OMNIS.	

6.2308.020

Electrolita 3 mol/L KCl (250 mL)

Soluzione elettrolitica $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$, 250 mL (per sistemi di riferimento Ag/AgCl)

