



Metrosep A Supp 19 - 100/4.0

6.01034.410

Proprietà di separazione eccezionali ed elevata capacità: queste le caratteristiche che fanno risaltare la famiglia di prodotti Metrosep A Supp 19 rispetto al portfolio di colonne. Questa famiglia di prodotti si contraddistingue per le migliori simmetrie dei picchi e selettività, nonché per l'elevata stabilità termica, meccanica e chimica che la rende estremamente robusta e stabile a portate e pressioni più elevate.

La colonna di separazione anionica più corta della famiglia di prodotti Metrosep A Supp 19 è la variante da 100 mm: ideale per applicazioni semplici che richiedono analisi rapide e robuste. Con un flusso elevato, è possibile determinare gli anioni standard in modo affidabile in meno di 7 minuti. La separazione tra fluoruro e picco di iniezione è garantita anche a portate maggiori. Tempi di eluizione rapidi garantiscono un numero di campioni elevato, caratteristica significativa in particolare nei laboratori che operano per conto terzi e nelle analisi di routine.

Un ulteriore ambito di applicazione della colonna Metrosep A Supp 19 - 100/4.0 è la determinazione degli analiti che normalmente impiegano molto tempo per l'eluizione, ad esempio perclorato o citrato. Grazie alle portate elevate e agli eluenti forti è possibile determinare tali analiti in minor tempo, rendendo l'intera analisi più efficiente e garantendo un risparmio di tempo.

Parti incluse 6.01034.410

Qt.	Order no.	Descrizione
2 PCS	6.2744.060	Tappo filettato
		Per UNF 10/32. Tappo per IC, ad es. per la chiusura di colonne.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.01034.500	Metrosep A Supp 19 Guard/4.0

La Metrosep A Supp 19 Guard/4.0 protegge in modo affidabile le colonne di separazione anionica della famiglia di prodotti Metrosep A Supp 19 da contaminanti presenti nel campione o nell'eluente, prolungandone quindi notevolmente la vita utile. Le precolonne e le colonne di separazione della famiglia di prodotti Metrosep A Supp 19 sono realizzate in PEEK e riempite con lo stesso materiale. Così facendo si garantisce che le prestazioni di separazione cromatografiche non siano in alcun modo compromesse.

Il sistema «On Column Guard System» permette di avvitare direttamente e facilmente la precolonna sulla colonna di separazione anionica. Il prezzo accessibile e la facilità d'uso rendono la Metrosep A Supp 19 Guard/4,0 la protezione ideale per la colonna di separazione.

