



Metrosep A Supp 20 - 150/4,0

6.01035.420

La Metrosep A Supp 20 - 150/4,0 è una colonna avanzata per la cromatografia anionica progettata per fornire separazioni di alta qualità per applicazioni normative e avanzate. Le sue prestazioni di separazione eccellenti la rendono perfetta per metodi che richiedono una determinazione precisa degli anioni standard e degli ossalogenuri, tra cui US EPA 300.1 parti A e B e ISO 10304 parti 1 e 4. Con prestazioni affidabili su diversi tipi di campioni, offre ai laboratori una soluzione stabile sia per le analisi anioniche di routine che per quelle volte a garantire la conformità.

Realizzata su un supporto durevole in polistirene/divinilbenzene, la selettività della Metrosep A Supp 20 - 150/4,0 è ottimizzata per l'uso con eluenti isocratici a base di carbonato, offrendo una soluzione particolarmente robusta e facile da usare per le sequenze di lavoro quotidiane della cromatografia anionica. Ciò assicura un'eccellente stabilità a lungo termine e la piena compatibilità con metodi IC ampiamente affermati.

Grazie alla sua elevata capacità di scambio anionico, la Metrosep A Supp 20 - 150/4,0 supporta il pieno intervallo di applicazione tipicamente gestito da colonne anioniche ad alta capacità, tra cui la determinazione di ossalogenuri, anioni standard e dicloroacetato. La versione più breve della serie Metrosep A Supp 20, la versione 150/4,0, fornisce un'analisi rapida e accurata su diversi tipi di campioni ed è adatta alla maggior parte di determinazioni.

Parti incluse 6.01035.420

Qt.	Order no.	Descrizione
2 PCS	6.2744.060	Tappo filettato

Per UNF 10/32. Tappo per IC, ad es. per la chiusura di colonne.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.01035.500	Metrosep A Supp 20 Guard/4,0

La Metrosep A Supp 20 Guard/4,0 offre una protezione affidabile per le colonne di separazione Metrosep A Supp 20 by , impedendo alle sostanze contaminanti provenienti dal campione o dall'eluente di penetrare nella colonna di separazione. Riempita con la stessa fase stazionaria delle colonne analitiche corrispondenti e alloggiata in un corpo in PEEK chimicamente stabile, questa precolonna garantisce le prestazioni della colonna ed estende la vite utile della colonna analitica principale senza compromettere la qualità cromatografica.

