



Parte superiore della cella di titolazione Eco per la titolazione Karl Fischer volumetrica

6.01405.050

Parte superiore della cella di titolazione per la titolazione Karl Fischer volumetrica con Eco KF Titrator

Parti incluse 6.01405.050

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	6.1454.130	Guarnizione sagomata in FPM per 61414xxx per strumenti KF e VA



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.01408.010	Set guarnizioni per cella di titolazione Karl Fischer Set di guarnizioni completo, adatto a 6.05609.000 e 6.05609.010.	
6.02709.010	Tappo Tappo in plastica, adatto a titolatore Karl Fischer OMNIS 2.1001.4220.	
6.02709.020	Tappo con setto Tappo con setto in plastica, adatto alla parte superiore della cella di titolazione 6014050X0.	
6.02709.030	Raccordo a vite Raccordo a vite in plastica, adatto alla parte superiore della cella di titolazione 6014050X0.	

6.02709.040

Tappi di chiusura

Tappi di chiusura per le parti superiori della cella di titolazione 6014050X0.



6.02711.000

Spatola per campioni viscosi

Adatto all'impiego per determinazioni del contenuto d'acqua Karl Fischer con sostanze pastose, come ad es. miele, cosmetici, grassi o diversi latticini.

La spatola per campioni viscosi agevola l'aggiunta dei campioni viscosi. È facile da maneggiare, come qualsiasi altra spatola, e permette l'aggiunta delle paste nella cella di titolazione Karl Fischer, in modo comodo, veloce e senza perdite.

Per poter sciogliere campioni viscosi in modo rapido e completo, consigliamo anche l'utilizzo di un omogeneizzatore.

Adatto per le parti superiori della cella di titolazione 6014050X0.

