




# Canale di scarico per OMNIS Sample Robot M/L WSM

6.01804.460

Il canale di scarico viene montato dietro le postazioni di lavoro dell'OMNIS Sample Robot WSM M /L e serve a raccogliere eventuali versamenti di soluzioni, in caso di errore, così da farli confluire, tramite un tubo flessibile, in un serbatoio di scarico in modo sicuro e senza contatto.

Parti incluse 6.01804.460

| Qt.   | Order no.   | Descrizione                 |
|-------|-------------|-----------------------------|
| 1 PCS | 6.01803.000 | Tubo in silicone 8/12 2,5 m |

Tubo in silicone per il collegamento allo scarico del modulo Pick&Place o del modulo pompa per portare l'eventuale soluzione in eccesso nella bottiglia di scarto.



1 PCS

6.01808.010

Connettore per tubi a Y, PP, 3 x 7-8 mm

Connettore per tubi flessibili di scarico



---

1 PCS

6.1602.115

Sifone per bottiglia / S 40 / verde

Per il dosaggio diretto dalla bottiglia del reagente con filettatura S 40 (Merck...).



---

1 PCS

6.1624.000

Adattatore SGJ 14 per l'assorbitore 6.1619.XXX

Adattatore SGJ 14. Parte del 6.1619.010 del Dilution Sample Processor.



---

1 PCS

6.2023.020

Clip per SGJ 14/15

Clip per SGJ 14/16

