



Solvotrode easyClean (cavo fisso 2,0 m)

6.0229.020

Elettrodo per pH combinato con diaframma flessibile easyClean e cavo fisso (2,0 m) per tutte le titolazioni acide/basiche non acquose, automatizzate.

La membrana di vetro è ottimizzata per le soluzioni cattive conduttrici e grazie al diaframma easyClean, di facile pulizia, l'elettrodo è adatto anche a campioni molto sporchi (ad es. olio esausto).

L'elettrodo può essere usato con elettroliti di riferimento non acquosi (cloruro di litio o bromuro di tetraetilammonio). Conservazione nel relativo elettrolita di riferimento.

Parti incluse 6.0229.020

Qt.	Order no.	Descrizione
100 Stk	6.1236.050	Giunto conico SGJ 14/12 mm
		Giunto conico con SGJ 14/12 mm, polietilene



Insieme al supporto 6.2008.050, fornisce un supporto per l'elettrodo per le 807 Dosing Unit.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.2320.000	TEABr 0.4 mol/L in glicole etilenico (250 mL) Soluzione elettrolitica TEABr (tetraetilammonio bromuro in glicole etilenico), $c(\text{TEABr}) = 0.4 \text{ mol/L}$, 250 mL 
6.02109.000	Cavo adattatore OMNIS Questo cavo adattatore presa F su spina P è adatto come connettore di un sensore senza rilevatore di temperatura con cavo fisso (ad es. Optrode o Solvotrode easyClean) sul modulo di misura analogico di OMNIS. 