



Porotrode

Elettrodo per pH combinato per misura del pH/titolazione in:

- campioni contenenti proteine (alimenti, campioni biologici)
- campioni molto sporchi
- campioni viscosi

Il diaframma capillare sviluppato appositamente e l'elettrolita di riferimento Porolyte (6.2318.000) consentono prestazioni ottimali nelle soluzioni contenenti proteine. Conservazione in soluzione di conservazione.

Parti incluse

Qt.	Order no.	Descrizione
-----	-----------	-------------

100 Stk

6.1236.050

Giunto conico SGJ 14/12 mm

Giunto conico con SGJ 14/12 mm, polietilene



100 Stk

6.2008.040

Porta punta

Insieme al supporto 6.2008.050, fornisce un supporto per l'elettrodo per le 807 Dosing Unit.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.2318.010	Porolyte 50 mL Elettrolita di riferimento Porolyte per elettrodi 6.0235.200 Porotrode e 6.00235.600 Porotrode con Pt1000. Sostituisce 6.2318.000 Porolyte 50 mL. 
6.2325.100	Soluzione detergente 3 x 50 mL Solo la cura regolare e preventiva della membrana di vetro pH e del diaframma possono garantire misure affidabili nel lungo termine. La pulizia mediante cauterizzazione con sostanze chimiche tossiche o un trattamento meccanico del diaframma non solo è complicata e costosa, ma accelera anche l'invecchiamento dell'elettrodo di vetro per pH. La soluzione detergente è stata sviluppata per una pulizia semplice e delicata degli elettrodi di vetro per pH. Con l'applicazione regolare è possibile prolungare notevolmente la loro durata. Questa soluzione detergente fa parte anche del pHit kit. 
6.2104.020	Cavo per elettrodo 1 m, F Per la connessione dell'elettrodo con attacco Metrohm G agli strumenti Metrohm (presa F) 

6.2104.030

Cavo per elettrodo 2 m / F

Per la connessione dell'elettrodo con attacco Metrohm G agli strumenti Metrohm (presa F)

