



Syntrode con Pt1000 (lunghezza 36,8 cm)

6.0248.600

Elettrodo per pH combinato con sensore di temperatura Pt1000 integrato, lunghezza di inserimento 28,8 cm. Questo elettrodo è particolarmente indicato:

- per l'impiego nella sintesi e nei bioreattori, ad es. per titolazioni STAT
- a temperatura elevata
- per misure a lungo termine

Grazie al diaframma fisso a smeriglio, l'elettrodo è insensibile allo sporco e dispone di vasi di riserva per gli elettroliti di riferimento.

Elettrolita di riferimento: $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol / L}$, conservazione in una soluzione di conservazione.
In alternativa: elettrolita di riferimento per misure a $T > 80^\circ\text{C}$: Idrolyte, conservazione in Idrolyte.

Parti incluse 6.0248.600

Qt.	Order no.	Descrizione
-----	-----------	-------------

100 Stk

6.1236.050

Giunto conico SGJ 14/12 mm

Giunto conico con SGJ 14/12 mm, polietilene



100 Stk


6.2008.040

Porta punta

Insieme al supporto 6.2008.050, fornisce un supporto per l'elettrodo per le 807 Dosing Unit.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.2325.000	pHit kit Kit di manutenzione per elettrodi pH Il kit contiene: • soluzione detergente 50 mL • soluzione KCl 50 mL 3M KCl • soluzione di conservazione, 50 mL • 2 contenitori per la conservazione • Istruzioni per l'uso	
6.2308.020	Electrolita 3 mol/L KCl (250 mL) Soluzione elettrolitica $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$, 250 mL (per sistemi di riferimento Ag/AgCl)	
6.2308.040	Idrolyte(250 mL) Idrolyte (per elettrodo 6.0224.100 e Unitrode a T 80°C)	
6.2104.600	Cavo dell'elettrodo per testa a spina U/ spina F 2x2 mm B, 1m Per il collegamento di elettrodi con testa a spina U agli strumenti Metrohm (connettore F)	

6.2104.610

Cavo dell'elettrodo per testa a spina U/spina F + 2x2 mm B, 2m

Per il collegamento di elettrodi con testa a spina U agli strumenti Metrohm (connettore F)



6.2103.150

Adattatore rosso spina 4 mm / presa 2 mm

Adattatore per collegare gli elettrodi con spina da 2 mm a strumenti con presa da 4 mm (banana)



6.2323.000

Aufbewahrungslösung

Aufbewahrungslösung für alle kombinierten pH-Glaselektroden mit Bezugselektrolyt $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$



6.2325.100

Soluzione detergente 3 x 50 mL

Solo la cura regolare e preventiva della membrana di vetro pH e del diaframma possono garantire misure affidabili nel lungo termine. La pulizia mediante cauterizzazione con sostanze chimiche tossiche o un trattamento meccanico del diaframma non solo è complicata e costosa, ma accelera anche l'invecchiamento dell'elettrodo di vetro per pH. La soluzione detergente è stata sviluppata per una pulizia semplice e delicata degli elettrodi di vetro per pH. Con l'applicazione regolare è possibile prolungare notevolmente la loro durata.

Questa soluzione detergente fa parte anche del pHit kit.

