



Bottiglia PP, 50 mL, 12 pezzi

6.02743.030

Le bottiglie da 50 mL sono realizzate in plastica polipropilene (PP) e sono utilizzabili per campioni, standard, standard di controllo e soluzioni di lavaggio. La produzione e l'imballaggio hanno luogo in condizioni sterili e in camera bianca. Ciò garantisce un livello minimo di contaminazione. I recipienti per campioni sono controllati a campione per anioni e cationi lisciviabili.

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.02743.100	Tappo a vite senza setto, DI 14,2 mm

Il tappo a vite senza setto è utilizzabile in combinazione con la bottiglia PP, 50 mL (6.02743.030). Il tappo con perforazione (6.2743.070) si inserisce nel foro e chiude la bottiglia. Ciò rappresenta un'opzione di chiusura perfetta qualora si utilizzi l'ago standard (6.2846.010) sullo strumento 858 Professional Sample Processor.



6.02743.090 Tappo a vite con setto

Il tappo a vite con setto è perfetto per mantenere i campioni e gli standard per un periodo prolungato. Tappo a vite con setto per bottiglia in PP, da 50 mL (6.02743.030); bottiglia in PE, da 125 mL (6.1627.000) e bottiglia in PE da 50 mL (6.1608.100).

Con 858 Professional Sample Processor è necessario montare l'ago per campioni rivestito in acciaio (6.2624.200) oppure l'ago pick-up (6.2624.100) per bucare il setto.



6.1627.100 Tappo a vite con setto, analisi delle tracce

La chiusura a vite Septum è ideale per l'analisi delle tracce a causa della contaminazione trascurabile attraverso il setto. È perfetta per mantenere gli standard per un periodo prolungato. Chiusura a vite Septum per bottiglia in PE, 125 mL (6.1627.000) e bottiglia in PE, 50 mL (6.1608.100).



6.2041.780 Rack dei campioni 65 x 11 mL + 25 x 50 mL

Rack dei campioni a più file per 65 campioni in vial da 11 mL (6.2743.050) e 25 campioni in vial da 50 mL (6.02743.030)

