



## Tappo a vite con setto

6.02743.090

Il tappo a vite con setto è perfetto per mantenere i campioni e gli standard per un periodo prolungato. Tappo a vite con setto per bottiglia in PP, da 50 mL (6.02743.030); bottiglia in PE, da 125 mL (6.1627.000) e bottiglia in PE da 50 mL (6.1608.100).

Con 858 Professional Sample Processor è necessario montare l'ago per campioni rivestito in acciaio (6.2624.200) oppure l'ago pick-up (6.2624.100) per bucare il setto.

### Accessori opzionali

| Order no.  | Descrizione                                     |
|------------|-------------------------------------------------|
| 6.1608.100 | Flacone in PE 50 mL                             |
|            | Flacone per l'Extension Module Liquid Handling. |



6.1627.000

Bottiglia PE 125 mL per IC

Questa bottiglia viene impiegata nella diluizione completamente automatica.



---

6.02743.030

Bottiglia PP, 50 mL, 12 pezzi

Le bottiglie da 50 mL sono realizzate in plastica polipropilene (PP) e sono utilizzabili per campioni, standard, standard di controllo e soluzioni di lavaggio. La produzione e l'imballaggio hanno luogo in condizioni sterili e in camera bianca. Ciò garantisce un livello minimo di contaminazione. I recipienti per campioni sono controllati a campione per anioni e cationi lisciviabili.



---

6.2624.200

Ago per campioni in acciaio, rivestito

Alternativa all'ago per campioni in ossido di zirconio. Particolarmente adatto per recipienti con setto. Senza metalli grazie allo speciale rivestimento. Necessita di supporto per ago 1/16 in. (6.2833.010) per il montaggio sul Sample Processor.



---

6.2624.100

Pick-up-Nadel MF

Beschichtete Stahlnadel für den metallfreien Pick-up-Modus sowie für Eppendorf-Probengefäße.

