



Tappo a vite senza setto, DI 14,2 mm

6.02743.100

Il tappo a vite senza setto è utilizzabile in combinazione con la bottiglia PP, 50 mL (6.02743.030). Il tappo con perforazione (6.2743.070) si inserisce nel foro e chiude la bottiglia. Ciò rappresenta un'opzione di chiusura perfetta qualora si utilizzi l'ago standard (6.2846.010) sullo strumento 858 Professional Sample Processor.

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.1608.100	Flacone in PE 50 mL

Flacone per l'Extension Module Liquid Handling.



6.1627.000

Bottiglia PE 125 mL per IC

Questa bottiglia viene impiegata nella diluizione completamente automatica.



6.02743.030

Bottiglia PP, 50 mL, 12 pezzi

Le bottiglie da 50 mL sono realizzate in plastica polipropilene (PP) e sono utilizzabili per campioni, standard, standard di controllo e soluzioni di lavaggio. La produzione e l'imballaggio hanno luogo in condizioni sterili e in camera bianca. Ciò garantisce un livello minimo di contaminazione. I recipienti per campioni sono controllati a campione per anioni e cationi lisciviabili.



6.2743.070

Tappi perforati

2000 pezzi. Per IC Sample Processors



6.2743.077

Tappo con foro

200 pezzi. Per IC Sample Processors

