




Elettrodo con filo di platino separato

6.0301.100

Punta dell'elettrodo in filo di platino. Questo elettrodo viene utilizzato come elettrodo ausiliario per la potenziometria differenziale.

Parti incluse 6.0301.100

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	6.1236.050	Giunto conico SGJ 14/12 mm
		Giunto conico con SGJ 14/12 mm, polietilene



Insieme al supporto 6.2008.050, fornisce un supporto per l'elettrodo per le 807 Dosing Unit.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.2106.020	Cavo / 1 m / 2 x B Cavo dell'elettrodo con 2 spine B (4 mm) per collegare gli elettrodi con le connessioni B	
6.2106.060	Cavo / 2 m / 2 x B Cavo dell'elettrodo con 2 spine B (4 mm) per collegare gli elettrodi con le connessioni B	