



## Elettrodo a foglio di platino doppio

6.0309.100

Elettrodo con stelo di vetro con due fogli di platino (0,15 x 8 x 8 mm) polarizzati per le titolazioni redox (titolazione bivalentmetrica). Questo elettrodo è perfetto per:

- Determinazione della vitamina C
- Determinazione coulometrica dell'azoto
- Indice di bromo
- Acido solforoso (SO<sub>2</sub>) nel vino
- Tenore di ossigeno secondo il metodo di Winkler

Parti incluse 6.0309.100

| Qt. | Order no. | Descrizione |
|-----|-----------|-------------|
|-----|-----------|-------------|

Insieme al supporto 6.2008.050, fornisce un supporto per l'elettrodo per le 807 Dosing Unit.



# Accessori opzionali

| Order no.  | Descrizione                                                                                                               |                                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.2104.020 | Cavo per elettrodo 1 m, F<br><br>Per la connessione dell'elettrodo con attacco Metrohm G agli strumenti Metrohm (presa F) |  |

---