



Elettrodo separato a barra di Pt

6.0331.000

Questo elettrodo di metallo va utilizzato con un elettrodo di riferimento ($c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ come elettrolita di riferimento) ed è adatto per l'utilizzo:

- Per le titolazioni redox
- Come elettrodo ausiliario per la potenziometria differenziale

Il robusto stelo in PP e la punta in metallo possono essere sostituiti singolarmente.

Parti incluse 6.0331.000

Qt.	Order no.	Descrizione
-----	-----------	-------------

1 PCS

6.2106.020

Cavo / 1 m / 2 x B

Cavo dell'elettrodo con 2 spine B (4 mm) per collegare gli elettrodi con le connessioni B



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.1241.030	Corpo dell'elettrodo Corpo dell'elettrodo per elettrodi separati con punta metallica	
6.1248.000	Elettrodo ad asta di platino Platinum Electrode Rod per elettrodi separati con punta metallica	
6.0729.100	RE Ag/AgCl (lunghezza 12,5 cm) RE argento/cloruro di argento con sistema Double-Junction e schermatura separata, lunghezza di inserimento 10 cm. Questo RE è perfetto per: • Campioni non acquosi • Potenzimetria differenziale Il giunto conico 14/15 consente un montaggio semplice e il diaframma flessibile a smeriglio insensibile allo sporco può essere sostituito in qualsiasi momento. L'elettrolita di riferimento e intermedio possono essere scelti liberamente a seconda dell'utilizzo e sono facili da sostituire. Il sensore viene fornito senza riempimento con l'elettrolita.	

6.2308.020

Electrolita 3 mol/L KCl (250 mL)

Soluzione elettrolitica $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$, 250 mL (per sistemi di riferimento Ag/AgCl)

